

Beauty Reflex - Piłka o śr. 8 cm - 2 szt.

Opis produktu:

Komplet 2 szt. piłek do masażu miękkich **BEAUTY REFLEX** o śr. 8 cm - pomarańczowe. Piłeczka (inaczej **jeż sensoryczny, jeż sensomotoryczny**) wyposażona w kolce. Idealna do relaksacji oraz zmniejszenia napięcia i stresu.

Dzięki miękkim, elastycznym kolcom delikatnie stymuluje receptory czuciowe, wspomagając **krążenie i rozluźnienie mięśni**. Sprawdzi się zarówno w terapii dłoni i stóp, jak i w codziennym masażu w domu lub w gabinecie rehabilitacyjnym.

Zastosowanie:

Mobilizacja

Stretching



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Beauty Reflex - mała kolczasta piłka do masażu i rehabilitacji

Beauty Reflex (znana także jako **jeż sensoryczny, jeż sensomotoryczny** lub **jeżyk terapeutyczny**) to mała, gumowa piłka pokryta miękkimi, elastycznymi kolcami. Produkt został zaprojektowany z myślą o **rehabilitacji sensomotorycznej**, podobnie jak jeż balansowy oraz inne kolczaste piłeczki, wspierając ćwiczenia poprawiające czucie głębokie, równowagę i koordynację ruchową.

Dzięki **niższej twardości niż model Massage** oraz **łagodniejszym końcówkom kolców**, Beauty Reflex jest także idealnym narzędziem do **relaksującego masażu**, zmniejszającego napięcie mięśni i stres. Może być stosowana zarówno w terapii dłoni i stóp, jak i podczas codziennego masażu w domu lub w gabinecie rehabilitacyjnym, wspierając poprawę krążenia krwi oraz ogólne samopoczucie użytkownika.

Proszę pamiętać, że wymiary piłki wymienione w ofercie są przybliżone ze względu na używane do produkcji materiały oraz samą produkcję.

Informacje:

Materiał: guma
Zastosowanie: Rehabilitacja dłoni i wzmacnianie chwytu
Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
Waga: 75 g
Rozmiar: Małe piłki
Kolor: pomarańczowy
Średnica: 8 cm
Ilość w zestawie: 2 sztuki

Model: