



Bieżnia Woodway Mercury

Opis produktu:

Bieżnia Mercury dzięki innowacyjnej technologii zapewnia **naturalny ruch** bez obciążania stawów. System **Woodway Slat Belt** dzięki swojej konstrukcji jest prawie beztarciowy, co zwiększa żywotność **bieżni**.

Czas oczekiwania: od 4 do 6 tygodni

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia Mercury wyposażona jest w **najnowocześniejszą technologię**, która nie obciąża stawów. **Bieżnia Mercury** idealnie sprawdzi się w **klubach sportowych** oraz **klubach fitness**.

Wyświetlane parametry bieżni sportowej Mercury

- Prędkość,
- pokonany dystans,
- nachylenie,
- tętno,
- czas,
- ilość spalonych kalorii.

Co sprawia, że bieżnie Woodway są niezawodne?

System **Woodway Slat Belt** dzięki swojej konstrukcji jest prawie beztarciowy. Dzięki zakrzywionej powierzchni bieżni użytkownik jest w stanie sam kontrolować tempo swojej aktywności. Aby przyspieszyć wystarczy po prostu zacząć biec, aby zwolnić wystarczy naturalnie zmniejszać tempo biegu.

Dane techniczne Woodway Mercury

Powierzchnia pasa biegowego [cm]:	43 x 173
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	podczas marszu (6,4 km/h): 360podczas biegu: 180
Powierzchnia biegowa:	amortyzowana, gumowa
Waga bieżni [kg]:	160
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:	86 x 180 x 152
Pomiar tętna:	tak
Odczyty:	prędkość / kalorie / dystans / czas / tętno
Gwarancja:	7 lat na ramę,5 lat na funkcjonowanie pasa bieżni,3 lata na wszystkie komponenty nie podlegające sile tarcia.

Informacje:**Model:**