



Analizator masy składu ciała - SECA mBCA 515

Opis produktu:

Stacjonarny **analizator masy składu ciała** w bioelektrycznym pomiarze impedancji (**BIA**) przeznaczony do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich z wbudowaną wagą o nośności 300 kg.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stacjonarny **analizator masy składu ciała** z 8 punktową analizą BIA. **Seca mBCA 515** wyposażony jest w bezprzewodowy interfejs oraz **oprogramowanie do analizy danych** i obliczania poszczególnych parametrów na podstawie pomiarów dostępny w języku polskim.

Cechy charakterystyczne SECA mBCA 515

- Wyświetlacz wbudowany w obudowę **analizatora masy składu ciała**.
- Sztywna poręcz z wbudowanymi elektrodami.
- 6 podwójnych elektron wymuszająca prawidłową postawę pacjenta podczas badania.
- Wbudowana waga o nośności 300 kg

Dane techniczne:

Metoda pomiaru	8-punktowa analiza BIA
Napięcie sieci	100 V – 240 V
Częstotliwość napięcia	50Hz – 60Hz

Nośność	300 kg
Podziałka (g):	50 g 150 kg > 100 g
Masa urządzenia	36kg
Typ wyświetlacza	Ekran dotykowy 8,4", obrot o 360°
Zakres pomiarowy impedancji	10 Ω do 1000 Ω
Częstotliwości pomiaru:	1; 1,5; 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1.000 kHz
Funkcje	kalibracja, podświetlenie, resetowanie, sygnały dźwiękowe mogą być aktywowane, dowolne ustawienie punktu zerowego, TARA, Ochrona przed przeciążeniem, SEND, interfejs bezprzewodowy, Data i godzina na wydruku, HOLD, Auto-HOLD, Step-Off, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, przełączanie zakresów ważenia, BMI, auto-BMI, Wprowadzenie danych pacjenta, Pre-TARA

Piast Gliwice

Górnik Zabrze

Zasada działania BIA według metodologii SECA

Informacje:

Typ: analizator składu ciała
Rodzaj: platformowa
Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
Transmisja danych: bezprzewodowa

Opcje produktu: