

Mobilny analizator składu ciała - SECA mBCA 525

Opis produktu:

Mobilny **analizator składu ciała** w bioelektrycznym pomiarze impedancji (**BIA**) przeznaczony do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich z z możliwością podpięcia **monitora funkcji życiowych SPO2**, Temp, Ciśnienia i pulsoksymetru oraz **wagi medycznej** w połączeniu bezprzewodowym.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mobilny **analizator składu ciała** z 8 punktową analizą BIA. **Seca mBCA 525** wyposażony jest w bezprzewodowy interfejs. Pomiar odbywa się w pozycji leżącej.

Cechy charakterystyczne SECA mBCA 525

- Wyświetlacz wbudowany w obudowę analizatora.
- Kable wykonane z materiału, który uniemożliwia zaplątanie się podczas dokonywania pomiaru oraz jest bezpieczny w kontakcie z środkami dezynfekcyjnymi w szpitalu.
- Bezprzewodowa łączność między matą pomiarową a monitorem dla ułatwienia pomiarów.

Dane techniczne:

Metoda pomiaru	8 punktowa analiza impedancji bioelektrycznej
Zasilanie	Akumulatory, Zasilacz
Wymiary (SxWxG):	252 x 262 x 230 mm
Segmenty pomiarowe	prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga, prawa połowa ciała, lewa połowa ciała, tułów

Masa urządzenia	3 kg
Prąd pomiarowy:	100 μ A
Częstotliwości pomiaru:	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 kHz
Funkcje	Pomiar w pozycji leżącej, Data i godzina na wydruku, Wprowadzenie danych pacjenta, auto-BMI, kalibracja, interfejs bezprzewodowy, SEND, sygnały dźwiękowe mogą być aktywowane, podświetlenie, dowolne ustawienie punktu zerowego, zachowanie danych pacjenta

Zasada działania BIA według metodologii SECA

Informacje:

Typ: analizator składu ciała
 Rodzaj: przenośna
 Rodzaj: łózkowa
 Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
 Transmisja danych: bezprzewodowa

Opcje produktu: