

## Seca 233 - Wzrostomiarka do wagi niemowlęcej



### Opis produktu:

Prosta w montażu wzrostomiarka seca 233 z zintegrowanymi ogranicznikami głowy i stóp zmienia wagę seca 376 w kompletną pediatryczną stację pomiarową.

Seca 233 to **wzrostomiarka i ogranicznik głowy**, produkt kompatybilny wyłącznie z wagą niemowlęcą SECA 376.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu o **wzrostomiarkę i ogranicznik głowy Seca 233** ważenie i mierzenie niemowląt staje się łatwą i przyjemną czynnością wykonywaną w jednym kroku roboczym.

### Dane techniczne:

Zakres pomiaru w [cm]:	35 - 80
Podziałka:	1 mm
Waga netto [g]:	880
Wymiary (SxWxG) [mm]:	641 x 179 x 296
Funkcje:	Pomiar w pozycji leżącej

### Informacje:

Rodzaj wagi: Wzrostomierz  
 Rodzaj wagi: Stacja pomiarowa  
 Rodzaj wagi: Pediatryczna  
 Rodzaj wagi: Mechaniczna

### Model: