



Seca 223 - teleskopowy wzrostomierz do wag z poręczą

Opis produktu:

Teleskopowy wzrostomierz do wagi seca 645.

Seca 223 to **teleskopowy wzrostomierz do wag z poręczą**, produkt kompatybilny wyłącznie z wagą SECA 645.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Ten łatwy do montażu **wzrostomierz** (mocowania znajdują się w komplecie) przekształca **wagę z poręczą seca 645** w kompleksową wagę pomiarową. Określony **wzrost** wprowadza się bezpośrednio do jednostki kontrolnej **Seca 645**, co umożliwia **obliczenie BMI**.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru w [cm]:	6 - 230
Podziałka:	1 mm
Waga netto [g]:	952
Wymiary (SxWxG) [mm]:	120 x 2320 x 286

Informacje:

Kategoria: Wagi i wzrostomierze
Rodzaj wagi: Wzrostomierz

Model: