



Ultradźwiękowa stacja pomiarowa Seca 287

Opis produktu:

Ultradźwiękowa stacja pomiarowa Seca 287 do **badania wzrostu i wagi** z synteizatorem mowy oraz funkcją DirectPrint

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ultradźwiękowa stacja pomiarowa seca 287 to kompleksowe w pełni zautomatyzowane narzędzie do **pomiaru wzrostu i wagi**. Dzięki zaawansowanej technologii **bezprzewodowej 360°** i **oprogramowaniem Seca DirectPrint**, pacjent otrzyma spersonalizowany wydruk przedstawiający **stan odżywienia** w oparciu o **wynik BMI**.

Wydruk zawiera cenne informacje i praktyczne wskazówki na temat **odżywiania, utrzymania zdrowego stylu życia** i informacje dotyczące **wydatku energetycznego**.

Cechy charakterystyczne ultradźwiękowej stacji pomiarowej Seca 287

- Bezobsługowy pomiar wagi i wzrostu jest możliwy poprzez opcjonalną nawigację głosową,
- Trzy pary czujników i stała autokalibracja gwarantują najdokładniejsze wyniki pomiarów,
- Wszystkie obliczenia wykonywane są za pomocą specjalnie opracowanego algorytmu analizy cyfrowej, co zapewnia precyzyjne pomiary,
- Szeroki wybór opcji prezentowania wyników pomiarów w tym seca directprint.

Ultradźwiękowa stacja pomiarowa Seca 287

Ultradźwiękowa stacja pomiarowa seca 287 została zaprojektowana tak aby służyć Państwu jak

najdłużej. Filigranowa kolumna składająca się z elementów aluminiowych jest bardzo wytrzymała, waga posiada łatwą do czyszczenia platformę antypoślizgową wykonaną ze szkła pancernego.

Dane techniczne:

WAGA	
Nośność [kg]:	300
Podziałka:	50 g 150 kg> 100 g
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]:	434 x 2.270 x 466
Platforma (szer. x wys. x gł.) [mm]:	430 x 60 x 365
Waga [kg]:	16,5
Zasilanie:	Zasilacz i baterie
Przekaz danych:	bezprowadowy system 360°
Funkcje:	TARA, Pre-TARA, Matka/dziecko, HOLD, Auto-Hold, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR, Automatyczna zmiana zakresu ważenia, regulacją tłumienia, SEND/PRINT
Kompatybilność z:	produktami seca w systemie 360°- drukarka seca 466, seca 465, adapter USB seca 456, oprogramowanie seca analytics 115, seca emr flash 101 i seca directprint
Klasa dokładności:	III

WZROSTOMIERZ	
Zakres pomiaru [cm]:	60 - 210
Podziałka [mm]:	1
Technologia ultradźwiękowa:	3 pary czujników (3 odbiorniki, 3 nadajniki)
Autokalibracja	
Diody LED w głowicy pomiarowej	

Prezentacja stacji pomiarowej Seca 287

Informacje:

Rodzaj wagi: Kolumnowa
Rodzaj wagi: Elektroniczna
Rodzaj wagi: Wielofunkcyjna
Rodzaj wagi: Platformowa
Rodzaj wagi: Wzrostomierz
Rodzaj wagi: Stacja pomiarowa

Model: