



## Kaniula do monitorowania ciśnienia

### Opis produktu:

**Kaniule** wykonane są z cienkich elastycznych rurek, które zwiększają ogólną dokładność pomiarów **przepływu ciśnienia**.

Produkt dedykowany do **polisomnografii** i badań snu.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Kaniule** wykonane są z cienkich elastycznych rurek, które zwiększają ogólną dokładność pomiarów przepływu ciśnienia. **Kaniule** zakończone są złączem **Luer**. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększaniu komfortu pacjenta.

### Dane techniczne:

Nr katalogowy	Przeznaczenie	Opis	Długość	Ilość
R74-15805	Dla dorosłych	bez filtra	210 cm	1 szt.
R74-15805-FT		z filtrem		
R74-15805-2		bez filtra	60 cm	
R74-15805-2-FT		z filtrem		
R74-15804	Dla dzieci	bez filtra	210 cm	
R74-15804-FT		z filtrem		
R74-15804-2		bez filtra	60 cm	
R74-15804-2-FT		z filtrem		

## Informacje:

Kategoria: Akcesoria PSG

## Model:

Kaniuła opcje: R74-15805 - dla dorosłych, 210 cm ze złączem luer, 1 szt. , R74-15805-FT - dla dorosłych, 210 cm z filtrem i złączem luer, 1 szt, R74-15805-2-FT - dla dorosłych, 60 cm z filtrem i złączem luer, 1 szt. , R74-15804 - dla dzieci, 210 cm ze złączem luer, 1 szt. , R74-15804-FT - dla dzieci, 210 cm z filtrem i złączem luer, 1 szt. , R74-15804-2 - dla dzieci, 60 cm ze złączem luer, 1 szt. , R74-15804-2-FT - dla dzieci, 60 cm z filtrem i złączem luer, 1 szt. , R74-15809 jednorazowy filtr do kaniuli do monitorowania ciśnienia, opakowanie 25 szt.