

Akcesoria do urządzeń Winback

Opis produktu:

Komplet akcesoriów do przeprowadzania terapii **Tecar 1.0**. Akcesoria do urządzenia Back 1S i Back 3SE Color.

Więcej o Terapii Tecar



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Opcjonalne wyposażenie zestawu Tecar 1.0

Symbol	Nazwa	Do urządzenia
ACC.31	Elektroda CET tajska	BACK 1S, Back 3SE Color
ACC.15	Przewód RET do elektrod samoprzylepnych	BACK 1S, Back 3SE Color
ACC.1	Elektroda Neutralna (dyspersyjna)	BACK 1S, Back 3SE Color

Informacje:

Terapia Tecar: Zestawy
Terapia Tecar: Akcesoria
Kategoria: Terapia Tecar

Model:

Akcesoria Tecar: ACC.31 Elektroda CET tajska,
ACC.1 Elektroda Neutralna (dyspersyjna), ACC.15
Przewód RET do elektrod samoprzylepnych