



Elektrody mostkowe Ag/AgCl ze złotym pinem

Opis produktu:

Elektrody mostkowe marki Spes Medica to złoty standard pod względem jakości wśród elektrod mostkowych słynące na całym świecie z **jakości rejestracji, trwałości materiałów**, doskonałej regulacji i systemu połączeń. Elektrody posiadają połączony pin, który gwarantuje wysoką jakość sygnału i zapobiega powstawaniu korozji.

Elektrody dostępne są w wersji **dla dorosłych** lub **dla dzieci**, 3 różnych kolorach oraz wykonane w jednym z dwóch materiałów: **Ag/AgCl** lub **Ag/AgCl spiekane**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody mostkowe Ag/AgCl ze złotym pinem

Mostek wykonany jest z tworzywa sztucznego i **hipoalergicznego**, co gwarantuje maksymalną **stabilność** i najwyższy **komfort** pacjenta.

Odległość elektrody od skóry pacjenta można regulować w bezpieczny i łatwy sposób dzięki specjalnie nagwintowanemu połączonemu pinowi, który jest jednocześnie **uniwersalnym złączem** do kabli z **wtykiem sprężynowym** i **złączem typu krokodylek**.

Elektrody są dostępne zarówno w wersji dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wykonane są z dwóch materiałów: Ag/AgCl lub Ag/AgCl spiekane. Elektrody występują w trzech kolorach.

Elektrody mostkowe BEAG, BEG

- System śrubowy **elektrod** pozwala na prawidłowe umieszczenia i dopasowanie **elektrody** na skórze
- **Elektrody** posiadają uniwersalne złącze **2mm** odpowiednie do wtyków typu „**bananek**” lub „**krokodylek**”
- **Elektrody** posiadają połączony pin, który gwarantuje wysoką jakość sygnału i zapobiega powstawaniu korozji.
- **Mostek elektrod** wykonany jest z tworzywa ABS z dwoma wgłębieniami do optymalnego zamocowania **czepka EEG**.

Elektroda mostkowa BEAG, BEG - dane techniczne:

Nr katalogowy	Materiał	Rozmiar	Kolor	Opakowanie
BEG000A7-1	Ag/AgCl	Dla dorosłych	Niebieski	1 szt.
BEG000A7	Ag/AgCl	Dla dorosłych	Niebieski	10 szt.
BEAG00A2-1	Ag/AgCl	Dla dorosłych	Czerwony	1 szt.
BEAG00A2	Ag/AgCl	Dla dorosłych	Czerwony	10 szt.
BEAG00N1	Ag/AgCl	Dla noworodków	Bez mostka	10 szt.
BEG000A7	Spiekane Ag/AgCl	Dla dorosłych	Niebieski	10 szt.
BEG000A2	Spiekane Ag/AgCl	Dla dorosłych	Czerwony	10 szt.
BEG000P4	Spiekane Ag/AgCl	Dla dzieci	Żółty	10 szt.

Informacje:

Typ elektrody: Mostkowe
 Kabel: Brak
 Materiał: Au
 Materiał: Ag/AgCl
 Promocja: produkty w promocji
 Kategoria: Elektrody

Model:

Elektrody mostkowe BEAG, BEG: BEAG00A2 - Ag/AgCl, BEAG00A2-1 - Ag/AgCl, BEAG00A2-H - Ag/AgCl, BEG000A2 - Spiekane Ag/AgCl, BEG000A7 - Spiekane Ag/AgCl, BEG000P4 - Spiekane Ag/AgCl