

Kabel EEG do elektrod mostkowych

Opis produktu:

Kabel EEG do elektrod mostkowych o długość 100 cm wyposażony w **złoty wtyk** z bolcem **2 mm** oraz wtyk żeński **TP 1,5 mm**. Dostępny w dwóch opcjach 1 szt. oraz 10 szt.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kabel EEG do elektrod mostkowych

Nr katalogowy	Opis	Ilość
BEC102326S-1	Kabel EEG do elektrod mostkowych , długość 100 cm, - wtyk złoty, z bolcem 2 mm, / wtyk żeński TP 1,5 mm	1 szt.
BEC102326S	Kabel EEG do elektrod mostkowych , długość 100 cm, - wtyk złoty, z bolcem 2 mm, / wtyk żeński TP 1,5 mm	opakowanie 10 szt.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model:

Kabel EEG do elektrod mostkowych marki Spes Medica: BEC102326S-1 - 1 szt., BEC102326S - 10 szt.