

Elektroda miseczkowa do potencjałów wywołanych



Opis produktu:

Elektrody miseczkowe do badań potencjałów wywołanych. Wszystkie **elektrody** zostały opracowane w celu zapewnienia maksymalnej jakości sygnału i komfortu pacjenta. Sprzedawane w opakowaniach po 10 sztuk.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody miseczkowe do potencjałów wywołanych

Materiał nośny jest wykonany z **czystego srebra** (Ag 999,99%) dla zapewnienia najwyższej jakości rejestrowanego sygnału.

- Uniwersalne złącza **TP 1,5 mm** zapewniają stabilne, długotrwałe połączenie z **dowolnym rodzajem sprzętu**.
- Kabel gwarantuje maksymalną **rezystancję** i elastyczność **elektrod**
- Wzmocnione, powlekane złącze miseczki **elektrody z kablem**, zapewnia wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne podczas użytkowania.
- Dostępne w kilku wariantach: **złoto (Au)**, **srebrno (Ag)**, **chlorek srebra (Ag/AgCl)**

Opakowanie zawiera 10 **elektrod** w następujących kolorach:

Elektrody miseczkowe do potencjałów wywołanych - dane techniczne:

Nr katalogowy	Materiał	Średnica elektrody	Długość kabla	Ilość sztuk w opakowaniu
DAGM052600	Ag/AgCl	10 mm	50 cm	10 szt.

DAGM102600	Ag/AgCl	10 mm	100 cm	10 szt.
DAGM152600	Ag/AgCl	10 mm	150 cm	10 szt.
DAGM252600	Ag/AgCl	10 mm	250 cm	10 szt.
DEGM052600	Au	10 mm	50 cm	10 szt.
DEGM102600	Au	10 mm	100 cm	10 szt.
DEGM152600	Au	10 mm	150 cm	10 szt.
DEGM202600	Au	10 mm	200 cm	10 szt.
DEGM252600	Au	10 mm	250 cm	10 szt.
DESM052600	Ag	10 mm	50 cm	10 szt.
DESM102600	Ag	10 mm	100 cm	10 szt.
DESM152600	Ag	10 mm	150 cm	10 szt.
DESM252600	Ag	10 mm	250 cm	10 szt.

Wtyk TP Ø 1,5 mm

Informacje:

Typ elektrody: Miseczkowe
 Kabel: 150 cm
 Kabel: 100 cm
 Kabel: 250 cm
 Materiał: Ag
 Materiał: Au
 Materiał: Ag/AgCl
 Kategoria: Elektrody

Model:

Elektrody miseczkowe do potencjałów
 wywołanych: DAGM052600 - Ag/AgCl - kabel 50
 cm, DAGM102600 - Ag/AgCl - kabel 100 cm,
 DAGM152600 - Ag/AgCl - kabel 150 cm,
 DAGM252600 - Ag/AgCl - kabel 250 cm,
 DEGM052600 - Au - kabel 50 cm, DEGM102600 -
 Au - kabel 100 cm, DEGM152600 - Au - kabel 150
 cm, DEGM202600 - Au - kabel 200 cm,
 DEGM252600 - Au - kabel 250 cm, DESM052600
 - Ag - kabel 50 cm, DESM102600 - Ag - kabel 100
 cm, DESM152600 - Ag - kabel 150 cm,
 DESM252600 - Ag - kabel 250 cm