

Automatyczna Głowica Ultradźwiękowa SUP-6

Opis produktu:

Głowica zabiegowa SUP-6 (18cm²),
częstotliwość przełączana 1 lub 3,3MHz.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Automatyczna Głowica Ultradźwiękowa SUP-6 - cechy charakterystyczne:

- automatyczne przemiatanie pola zabiegowego,
- powierzchnia zabiegowa **6 x 3 cm²** (łącznie 18 cm²),
- głowica dwuczęstotliwościowa: **1 MHz, 3,3 MHz** (oraz przemienne **1/3,3 MHz**),
- wygodne mocowanie głowicy do pacjenta paskiem rzepowym,
- zwiększenie komfortu pracy terapeuty,
- optymalne wykorzystanie czasu zabiegu.

Głowica ultradźwiękowa SUP-6 współpracuje z takimi aparatami jak:

- Multitronic MT-8
- Multitronic MT-6
- Multitronic MT-5
- Sonotronic US-2
- Solatronic SLE
- Solatronic SL-3

Dane głowic ultradźwiękowych:

Głowica ultradźwiękowa	SU-1	SU-5	SUP-6
Powierzchnia terapeutyczna	1,33 cm ²	5 cm ²	6 x 3 cm ²
Częstotliwość ultradźwięków	1 MHz lub 3,3 MHz	1 MHz lub 3,3 MHz	1 MHz lub 3,3 MHz
Maks. gęstość mocy ciągłej	2,5 W/cm ²	2,5 W/cm ²	2,5 W/cm ²
Szczytowa gęstość mocy impulsu	3,0 W/cm ²	3,0 W/cm ²	2,5 W/cm ²

Informacje:

Model: