



Taśma pomiarowa 205 cm

Opis produktu:

Samozwijalna taśma pomiarowa o długości 205 cm. Wyposażona w wygodny uchwyt, który umożliwia zablokowanie końcówki taśmy, dzięki czemu pomiar obwodu części ciała pacjenta jest dużo łatwiejszy.

Szczególnie polecana do mierzenia obwodu głowy przy dobieraniu odpowiedniego rozmiaru czepków EEG.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Taśma pomiarowa 205 cm, 1 szt.

Szczególnie polecana do mierzenia obwodu różnych części ciała.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Kategoria: Akcesoria neurologiczne

Model: