



Lutech LT-300 HD

Opis produktu:

Lutech LT-300 HD - Videokolposkop cyfrowy wysokiej rozdzielczości.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lutech LT-300 HD

Zalety:

- Kamera cyfrowa SONY
- 2,38 megapikseli
- Mini ekran LCD
- Regulowane oświetlenie LED
- Elektroniczny filtr zielony
- Ostrość ustawiana automatycznie lub manualnie
- Pilot zdalnego sterowania
- Przycisk nożny - możliwość wykonywania zdjęć bez użycia rąk

Zastosowanie: Szpitale, Kryminalistyka, Uniwersytety, Telemedycyna.

Charakterystyka:

Kamera	SD: CMOS	HD: SONY Exmor CMOS
Rozdzielczość	SD: 2MP	HD: 2,38MP

Powiększenie	SD: Optyczne 1-20X, Cyfrowe 1-30X	HD: Optyczne 1-30X, Cyfrowe 1-120X
Kąt widzenia	obrót kamery pod kątem 360o	
Odległość robocza	SD: 7,1-14,9 cala	HD: 5,1-15-7 cala
Wyjście video	TV: HDMI	Komputer: USB 3.0
Filtr zielony	Elektroniczny filtr zielony zapewnia szerszy zakres kontrastu	
Ostrość	Ustawiana automatycznie lub manualnie	
Funkcja zamrażania obrazu	Dostępna za pomocą sterowania nożnego lub przycisku na kamerze	
Praca zdalna	Minimalizuje ruch podczas regulacji obrazu	
Bateria	Czas pracy do 4,5 h przy zasilaniu bateryjnym	
Przycisk nożny	Sterowanie nożne do wykonywania zdjęć i filmów wideo bez użycia rąk	

Informacje:
Opcje produktu: