


Axtair Automorpho Axensor - materac przeciwodleżynowy



Opis produktu:

Axtair Automorpho® Axensor to innowacyjny silnikowych **materac przeciwodleżynowy** powietrznych dla pacjentów o ryzyku odleżyn.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwodleżynowy Axtair Automorpho Axensor został stworzony w celu zapobiegania i leczenia istniejących odleżyn. **Materac przeciwodleżynowy** wyposażony jest w opatentowany układ pompowania określający stopień napompowania w zależności od budowy anatomicznej pacjenta.

Zastosowanie:

- pacjenci o wysokim ryzyku odleżyn, leżących ponad 15 godzin na dobę,
- dla pacjentów całkowicie leżących o słabej kondycji ogólnej,

Materac przeciwodleżynowy - cechy produktu:

- **Zawór CPR - (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)**
- Otwierania lub zamykanie zaworu jedną ręką.
- Opróżnianie materaca w ciągu 15 sekund
- Napompowanie materaca przeciwodleżynowego w czasie krótszym niż 2 minuty przy zastosowaniu szybkiej pompy
- **Czujnik żyroskopowy Axensor**
- Automatyczne dostosowanie ciśnienia do budowy i pozycji pacjenta.

- **CPC / Łącze danych**
- Automatyczne zamykanie obiegów powietrza po podłączeniu
- Komunikacja materac - pompa
- **Pokrowiec CIC**
- Góra **materaca przeciwoodleżynowego** elastyczna, nieprzepuszczalna dla cieczy oraz paroprzepuszczalny
- Dół **materaca przeciwoodleżynowego** antypoślizgowa baza
- **Pozycja leżąca na brzuchu**
- Funkcja w opcji
- Wypuszczenie powietrza w wybranych komorach
- **Komory**
- 18 wymiennych komór z PU, wysokość terapeutyczna komory - 12 cm
- Łatwe uwalnianie powietrza za pomocą dwóch zamków błyskawicznych
- **Odciążenie pięt**
- Możliwe jest wypuszczenie powietrza z 4 komór od strony stóp

Pompa:

Opatentowany system automatycznego i stałego obliczania ciśnienia zgodnie z budową ciała oraz pozycją pacjenta w łóżku. Możliwość monitorowania pracy **materaca przeciwoodleżynowego** oraz ruchów pacjenta poprzez program komputerowy. Wyposażony w 3 tryby działania: dynamiczny, statyczny nisko-ciśnieniowy oraz terapeutyczny. Pompa posiada funkcje alarmu wizualnego oraz dźwiękowego.

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
Pokrowiec: Promust CIC
Wymiary: 195 X 87 X 17 cm
Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do IV stopnia
Waga pacjenta: 30 do 165 kg

Model: