

## Axtair Automorpho Plus - materac przeciwoodleżynowy

### Opis produktu:

**Axtair Automorpho® Plus to materac przeciwoodleżynowy** został stworzony w celu zapobiegania i leczenia już istniejących odleżyn u pacjentów o średnim i wysokim ryzyku.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Materac przeciwoodleżynowy Axtair Automorpho® Plus** wspomaga leczenie odleżyn w stopniu 1 do 4 (w skali 4-stopniowej)

#### Zalety Axtair Automorpho® Plus:

- Waga pacjenta od 30 kg do 180 kg
- Łatwy w użyciu dla opiekunów
- Możliwość wykonania technicznej autodiagnostyki według kodu QR

#### Materac zmiennościeniowy cechy charakterystyczne:

- 18 niezależnych, wypełnionych powietrzem komór z poliuretanu Ether o wysokości 12 cm
- Zagłówek: 2 statyczne komory przykryte poduszką
- Strefa stóp: 4 komory pozwalające na odciążenie stóp
- Stelaż z pianki polieterowej o grubości ponad 5 cm, umieszczone w oddzielnej przegrodzie
- Zawór reanimacyjny CPR
- Funkcja transportowa

#### Dostępne pokrowce

- Strona zewnętrzna: bi-elastyczna, nieprzepuszczająca cieczy i paroprzepuszczalna
- Strona wewnętrzna: podstawa antypoślizgowa
- Pokrowiec PROMUST PU HD (kolor czarny) PROMUST CIC (kolor niebieski) z powłoką antybakteryjną z jonami srebra

## **Pompa**

- Opatentowany system automatycznego i stałego obliczania ciśnienia pompowania
- 3 tryby działania: dynamiczny, statyczny nisko-ciśnieniowy, terapeutyczny
- Sterowanie pozycją siedzącą
- Regulowanie wygodnego ułożenia, bez względu na tryb i pozycję pacjenta
- Alarm wizualny oraz dźwiękowy

## **Informacje:**

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy

Pokrowiec: Promust PU HD

Pokrowiec: Promust CIC

Wymiary: 195 X 87 X 17 cm

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do IV stopnia

Waga pacjenta: 30-180 kg

## **Model:**

Axtair Automorpho Plus - materac przeciwoślezykowy: Pokrowiec PU HD, Pokrowiec PU CIC