

Axtair Automorpho Plus - materac przeciwoodleżynowy

Opis produktu:

Axtair Automorpho® Plus to materac przeciwoodleżynowy został stworzony w celu zapobiegania i leczenia już istniejących odleżyn u pacjentów o średnim i wysokim ryzyku.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Materac przeciwoodleżynowy Axtair Automorpho® Plus wspomaga leczenie odleżyn w stopniu 1 do 4 (w skali 4-stopniowej)

Zalety Axtair Automorpho® Plus:

- Waga pacjenta od 30kg do 165 kg
- Łatwy w użyciu dla opiekunów
- Możliwość wykonania technicznej autodiagnostyki według kodu QR

Materac zmiennościeniowy cechy charakterystyczne:

- 18 niezależnych, wypełnionych powietrzem komór z poliuretanu Ether o wysokości 12 cm
- Zagłówek: 2 statyczne komory przykryte poduszką
- Strefa stóp: 4 komory pozwalające na odciążenie stóp
- Stelaż z pianki polieterowej o grubości ponad 5 cm, umieszczone w oddzielnej przegrodzie
- Zawór reanimacyjny CPR
- Funkcja transportowa

Dostępne pokrowce

- Strona zewnętrzna: bi-elastyczna, nieprzepuszczająca cieczy i paroprzepuszczalna
- Strona wewnętrzna: podstawa antypoślizgowa
- Pokrowiec PROMUST PU HD (kolor czarny) PROMUST CIC (kolor niebieski) z powłoką antybakteryjną z jonami srebra

Pompa

- Opatentowany system automatycznego i stałego obliczania ciśnienia pompowania
- 3 tryby działania: dynamiczny, statyczny nisko-ciśnieniowy, terapeutyczny
- Sterowanie pozycją siedzącą
- Regulowanie wygodnego ułożenia, bez względu na tryb i pozycję pacjenta
- Alarm wizualny oraz dźwiękowy

Parametry techniczne:

materac zmiennociśnieniowy - wymiary	195 X 87 X 17 cm
Waga pacjenta	30 do 165 kg

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
 Wysokość: 17 cm
 Przeznaczenie (stopień odleżyn wg skali EPUAP):
 Do IV stopnia
 Materiał wykonania: Brak danych
 Maksymalna waga pacjenta: 151-200 kg
 Wymiary (długość x szerokość): 195 x 87 cm
 Pokrowiec: Promust PU HD
 Pokrowiec: Promust CIC

Model:

Axtair Automorpho Plus - materac
 przeciwoleżynowy: Pokrowiec PU HD, 30-165kg,
 Pokrowiec PU CIC, 30-165kg