

Elektrody mostkowe marki Bionen

Opis produktu:

Elektrody mostkowe Bionen wykonane z materiału **Ag/AgCl** dostępne w różnych rozmiarach. Elektrody pakowane są po 1 szt.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody mostkowe Bionen występują w kilku wariantach:

- Ac/AgCl, spiekane ze srebrnym pinem,
- Ag/AgCl, spiekane ze złotym, wkręcanym pinem,
- Ag/AgCl,
- Ag/AgCl ze złączem męskim 3mm

Elektrody mogą być używane z bawełnianymi nakładkami lub bez.

W przypadku używania nakładek należy zanurzyć **elektrody** w roztworze soli fizjologicznej, w przeciwnym w wypadku należy używać **żelu przewodzącego**.

Zwilżone **elektrody mostkowe** umieszcza na skórze głowy za pomocą czepka (siatki). Czas przygotowania pacjenta jest dłuższy niż przy użyciu czepka z wbudowanymi elektrodami, ale pozycjonowanie elektrod jest łatwiejsze i można dostosować je do każdego rozmiaru głowy pacjenta.

Zalecane w przypadkach gdy potrzebne są układy **elektrod** o wysokiej gęstości

Elektrody mostkowe Bionen - dane techniczne:

Nr katalogowy	Materiał	Wtyk elektrody	Przeznaczenie	Ilość
0001.001	Ag/AgCl spiekane	Żeński Ø 1,5mm	Dla dorosłych	1 szt
0001.002	Ag/AgCl spiekane	Żeński Ø 1,5mm	Pediatryczne	1 szt
0001.003	Ag/AgCl spiekane	Złoty, wkręcany	Pediatryczne	1 szt
0001.005	Ag/AgCl spiekane	Złoty, wkręcany	Dla dorosłych	1 szt
0002.001	Ag/AgCl	Żeński Ø 1,5mm	Dla dorosłych	1 szt
0002.002	Ag/AgCl	Żeński Ø 1,5mm	Pediatryczne	1 szt
0002.003	Ag/AgCl	Męski Ø 2 mm	Dla dorosłych	1 szt

Informacje:

Kabel: brak
 Typ elektrody: Mostkowe
 Kabel: Brak
 Materiał: Ag/AgCl
 Kategoria: Elektrody

Model:

BIONEN - Elektrody mostkowe : 0001.001 - Ag/AgCl, spiekana, 1 szt. , 0001.002 - Ag/AgCl, spiekana, pediatryczna 1 szt. , 0002.001 - Ag/AgCl 1 szt. , 0002.002 - Ag/AgCl, pediatryczna 1 szt. , 0002.003 - Ag/AgCl, złączę męskie 2 mm 1 szt.