



Kabel do koncentrycznych elektrod igłowych BQN

Opis produktu:

Kabel ekranowany dedykowany do koncentrycznych elektrod igłowych BQN marki Bionen. Kabel zakończony jest wtykiem 5 pin DIN i posiada dwa warianty długości: 100 cm lub 150 cm.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wielorazowy kabel do koncentrycznych elektrod igłowych BQN jest kompatybilny z większością systemów EMG.

Indeks	Opis	Długość
0030.011-S	Kabel do koncentrycznych elektrod igłowych BQN	100 cm
0030.011-S150	Kabel do koncentrycznych elektrod igłowych BQN	150 cm

Informacje:

Typ : Kable do elektrod igłowych
Kategoria: Kable i przejściówki

Model:

Kabel do koncentrycznych elektrod igłowych BQN: 0030.011-S - Kabel o długości 100 cm, 0030.011-S150 - Kabel o długości 150 cm