

## Kable do elektrod mostkowych Bionen

### Opis produktu:

**Kable do elektrod mostkowych** marki **Bionen** o długości 100 cm. Kable pakowane po 1 szt



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

**Kable do elektrod mostkowych** marki **Bionen** o długości 100 cm. Kable pakowane po 1 szt.

#### Dane techniczne:

##### Nr katalogowy

##### Opis

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0004.009 | <b>Kabel do elektrod mostkowych</b> , długość 100 cm, krokodylek / wtyk żeński 1,5mm, 1 szt.    |
| 0004.011 | <b>Kabel do elektrod mostkowych</b> , długość 100 cm, sprężynka 2mm / wtyk żeński 1,5mm, 1 szt. |
| 0004.016 | <b>Kabel do elektrod mostkowych</b> , długość 100 cm, bananek 1,5mm / wtyk żeński 1,5mm, 1 szt. |

### Informacje:

Kategoria: Kable i przejściówki

### Model:

BIONEN - Kable do elektrod mostkowych :  
 0004.009 - krokodylek/wtyk żeński 1,5mm,  
 0004.011 - sprężynka 2mm/wtyk żeński 1,5mm,  
 0004.016 - bananek/wtyk żeński 1,5mm