

## Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych Bionen



### Opis produktu:

Zestaw akcesoriów do **elektrod mostkowych**.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Zestaw akcesoriów do **elektrod mostkowych** firmy **Bionen**.

#### Dane techniczne:

Nr katalogowy	Opis
0003.001	Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych dla dorosłych (25 x O-ring, 50 x wymienna wkładka, 1 x narzędzie do wymiany), 1 zestaw
0003.001-100	Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych dla dorosłych (100 x O-ring, 100 x wymienna wkładka, 1 x narzędzie do wymiany), 1 zestaw
0003.002	Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych dla dzieci (25 x O-ring, 50 x wymienna wkładka, 1 x narzędzie do wymiany), 1 zestaw
0003.002-100	Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych dla dzieci (100 x O-ring, 100 x wymienna wkładka, 1 x narzędzie do wymiany), 1 zestaw
0003.011	Zestaw O-ringów do elektrod mostkowych dla dorosłych - Opakowanie 25 szt.
0003.021	Zestaw wymiennych wkładek do elektrod mostkowych - Opakowanie 50 szt.

### Informacje:

### Model:

Typ elektrody: Akcesoria do elektrod

Kabel: Brak

Materiał: inny

Kategoria: Elektrody

Bionen - Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych : 0003.001 - Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych dla dorosłych , 0003.001-100 - Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych dla dorosłych , 0003.002 - Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych dla dzieci , 0003.002-100 - Zestaw akcesoriów do elektrod mostkowych dla dzieci, 0003.011 - Zestaw O-ringów do elektrod mostkowych dla dorosłych, 0003.021 - Zestaw O-ringów do elektrod mostkowych dla dorosłych