



MOTomed Loop.la prof. - Urządzenie do treningu nóg lub ramion / górnej części tułowia

Opis produktu:

Urządzenie do treningu nóg lub ramion / górnej części tułowia. Łatwa i intuicyjna obsługa, wgrywanie własnych obrazów do treningu, regulacja wysokości trenera kończyn dolnych. Wyposażony w bezpieczne podstawki pod stopy, prowadnice na nogi, szybkie zapięcie stóp, uchwyty na dłonie i sprężynę gazową.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

MOTomed Seria profesjonalna

Stworzona dla ośrodków medycznych, domów opieki, klinik rehabilitacyjnych.

Modele **MOTomed** Loop symbolizują najnowsze trendy w terapii ruchowej dla pacjentów siedzących. Innowacyjny system regulacji wysokości, nowoczesna koncepcja higieny dla placówek medycznych, minimalistyczny design z nowatorami cechami haptycznymi, zoptymalizowane wymiary i proporcje oraz intuicyjna obsługa urządzenia stanowią nową interpretację modeli **MOTomed**, umożliwiającą użytkownikom progresywny trening.

Nasz organizm jest naszym największym kapitałem.

Prof. Peter Winnermann

Utrzymanie go w kondycji i sprawności jest głównym warunkiem swobody i wolności.

Prof. Peter Wippermann

Jednoczesny ruch ramion i nóg

Urządzenie **MOTomed** Loop jest tak wyjątkowo skonstruowane, że pozwala na ćwiczenie dolnych i górnych części ciała jednocześnie, co umożliwia uzyskanie porządanego efektu terapii przy minimalnym nakładzie siły i czasu.

Łatwość obsługi

Poprzez nieskomplikowaną obsługę urządzenia również osoby niepełnosprawne mogą sobie z nim poradzić w bardzo prosty sposób.

Wysoka jakość

Technologia firmy RECK wykorzystana w urządzeniu **MOTomed** Loop jest przykładem współczesnego i przyszłościowego konceptu inwestycji, a zarazem reakcją zgodną z wymogami nowoczesnych klinik. Wszystkie użyte w urządzeniu materiały można w prosty sposób utrzymywać w czystości i dezynfekować. Metalowa konstrukcja zapewnia stabilność i trwałość.

Cele terapii:

Nowe **MOTomed** zostało skonstruowane i przygotowane dla ludzi z ograniczonymi możliwościami ruchu. Terapia ruchowa może pomóc przy leczeniu wielu różnorodnych chorób.

- pobudzanie ruchu,
- wzmacnianie psychiki i dobrego samopoczucia,
- aktywowanie niewykorzystanych sił mięśni,
- redukcja spastyczności,
- zmniejszanie skutków braku aktywności fizycznej,
- przeciwdziałanie zmęczeniu,
- pobudzanie układu krążenia wieńcowego.

Funkcje

- Trening pasywny, aktywny i wspomagany.
- Zmiana treningu nóg na trening ramion dotykiem.
- Elektroniczna pomoc przy wsiadaniu.
- Pasywna liczba obrotów od 1 do 60 obr./min. (90 obr./min. w **MOTomed** Loop Parkinson).
- Opór hamulców od 0 do 20 (aktywnie).
- Poziomy mocy silnika od 1 do 10 (pasywnie).
- Wstępne ustawianie czasu treningu od 0 do 120 minut.
- Ochrona ruchu & Program rozluźniania spastyczności.
- Wyłącznik bezpieczeństwa.
- Trening symetryczny.
- Cichy, łagodny, równomierny ruch obrotowy (napęd rozluźniający).
- Programy terapeutyczne i motywujące.
- Szczegółowy Feedback podczas treningu i po jego zakończeniu.
- Możliwość wstępnego ustawienia parametrów treningu.
- Eksport danych treningowych oraz import własnych programów, gier.
- Pokaz slajdów z USB (pendrive nie należy do wyposażenia).
- Oprogramowanie specjalnie przystosowane dla dzieci.
- Wybór języka.

Urządzenia do terapii chodu z rodziny **MOTomed** umożliwiają pacjentowi podjęcie decyzji co do stopnia samodzielności wykonywanych ćwiczeń. Innowacyjna koncepcja jednoczesnego treningu całego ciała czyni **MOTomed** Loop jedynym tego typu urządzeniem na rynku.

Wyposażenie

- Bezpieczne podstawki pod stopy pokryte plas

Informacje:

Model:

MOTomed - 100.000 - Rozciągana podpórka

zabezpieczająca wózek: Nie, Tak

MOTOMED - 562.000 - Elastyczne opaski do

mocowania rąk (para): Nie, Tak

MOTomed - 265.001 - Specjalna podstawa o

zredukowanej wysokości: Nie, Tak

MOTomed - 507.020 - Dokładne ustawianie

promienia zamachu pedałów (trener nóg, para):

Nie, Tak