

Wózek do przemieszczania systemu Luna



Opis produktu:

Wózek Luna zaprojektowany został dla łatwego i szybkiego przemieszczania systemu Luna. Wyposażony w ładowarkę.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ponieważ **Luna** jest niezwykle elastycznym urządzeniem podnoszącym, może być konieczne przeniesienie go z pomieszczenia do pomieszczenia, a także z aplikacji górnych do mobilnych urządzeń podnoszących - zarówno w domu, jak i w placówkach opieki zdrowotnej. Lekki, łatwy w transporcie wózek **Luna** umożliwia szybkie i wydajne przemieszczanie urządzenia **Luna** między aplikacjami bez konieczności podnoszenia i wysiłku. Przedłużenie ramienia zapewnia łatwe przenoszenie jednostki **Luna** do i z wózka. Posiada również wygodną funkcję ładowania w czasie transportu.

Główne cechy produktu:

- Wózek do transportu przenośnej kasety **Luna** między pomieszczeniami,
- Specjalnie zaprojektowane gniazdo (siedzisko) pod przenośną kasę,
- Chwytnik, służący do zakładania i zdejmowania kasety (akcesoria),
- Stacja ładowania,
- Wygodny futerał na podwieszki lub instrukcję obsługi,
- Kieszonka na pas Luny.

Akcesoria:

- Szeroki wybór chwytaków

Dane techniczne:

Wysokość:	95 cm
Długość:	37 cm
Szerokość:	49,2 cm
Ciężar:	10,6 kg
Materiał:	Stal malowana proszkowo
Ładowanie:	100-240V, 0,5 A

Informacje:**Opcje produktu:**