

Wózkowanna hydrauliczna

Opis produktu:

Wózkowanna hydrauliczna służąca do przewożenia pacjenta z łóżka pod prysznic, zapewniając pacjentowi komfort i bezpieczeństwo.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dzięki zmiennej wysokości, wózkowanna pozwala opiekunowi na dobór pozycji idealnej do pracy, unikając ryzyka bóli lędźwiowych. Wanna jest wykonana z poliestru PVC o grubości 2 cm, wyposażona w mocowanie do podstawy w wersji Compact wodoodpornej, cylindryczną poduczkę, poręczę o wysokości 20 cm, zabezpieczające przed ześlizgnięciem, osłonę zabezpieczającą podstawy ABS oraz opcjonalnie hamulec z 4 kołami, z jednym kierunkowym.

Główne cechy produktu:

- Hydrauliczny układ zmiennej wysokości,
- Nieco pochylona płyta podstawy ułatwia spuszczenie wody,
- Zmienna wysokość za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego pedałami po obu stronach,
- Uchwyty do pchania u wezglowia i od strony nóg,
- Kosz na ubranie, termoformowalny, u wezglowia wózka,
- Profilowane poręcze z powłoką żywiczną, wysuwane,
- Spust wody zamykany korkiem,
- Rura spustowa na zatrzasku z boku płyty podstawy,
- Rura spustowa 185 cm, Ø 4 cm,
- Dla pacjentów o wadze do 155 kg.

Dane techniczne:

Opis	Wymiary	Waga	Użytkowanie przy normalnym obciążeniu	Kółka samonastawne
Wózek kąpielowy	74 x 198 cm. Płyta podstawy: 1,78 m x 60 cm	85 kg	170 kg pacjent 155 kg wyposażenie 15 kg	Ø 100 mm z niezależnymi hamulcami Ø 125 mm z centralnym hamulcem
Poręcze boczne	1,4 m x 20 cm			

Informacje:

Regulacja wysokości: hydrauliczna
Dopuszczalne obciążenie: 155 kg
Wymiar całkowity: 198x74 cm

Opcje produktu: