

Czepek silikonowy EEG



Opis produktu:

Czepki silikonowe Bionen umożliwiają prawidłowe i stabilne ułożenie elektrod mostkowych podczas badania EEG.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Czepek Silikonowy EEG Bionen

Cechy produktu:

- Dostępny w 3 rozmiarach: dla dorosłych, dla dzieci, dla noworodków
- Dwa rodzaje mocowania czepka: plastikowa nasadka na podbródek, regulowane pasy rzepowe zapinane pod brodą
- Trzy różne konfiguracje silikonowych pasków: 4X2, 6x2, 6x4

Czepki EEG:

Nr Katalogowy	Liczba pasków	Mocowanie pod brodą	Rozmiar
0005.000	6X4	Plastikowa nasadka na podbródek	dla dorosłych
0005.001	6X2	Plastikowa nasadka na podbródek	dla dorosłych
0005.002	4X2	Plastikowa nasadka na podbródek	dla dzieci
0005.003	6X2	Pasy rzepowe pod brodę	dla dorosłych
0005.004	4X2	Pasy rzepowe pod brodę	dla dzieci
0005.005	4X2	Pasy rzepowe pod brodę	dla noworodków
0005.006	6X4	Pasy rzepowe pod brodę	dla dorosłych

Informacje:

Kategoria: Czepki EEG

Model:

Bionen Czepki silikonowe EEG: 0005.000 - Czepek silikonowy EEG 6x4 z plastikową nasadką na podbródek, dla dorosłych, 0005.001 - Czepek silikonowy EEG 6x2 z plastikową nasadką na podbródek, dla dorosłych, 0005.002 - Czepek silikonowy EEG 4x2 z plastikową nasadką na podbródek, dla dzieci, 0005.003 - Czepek silikonowy EEG 6x2 z paskami rzepowymi pod brodę, dla dorosłych, 0005.004 - Czepek silikonowy EEG 4x2 z paskami rzepowymi pod brodę, dla dzieci, 0005.005 - Czepek silikonowy EEG 4x2 z paskami rzepowymi pod brodę, dla noworodków, 0005.006 - Czepek silikonowy EEG 6x4 z paskami rzepowymi pod brodę, dla dorosłych