


UROSTYM - dwukanałowe EMG ze stymulacją i biofeedbackiem

Opis produktu:

UROSTYM to w pełni kliniczny, niechirurgiczny **system rehabilitacji dna miednicy**, który zapewnia skuteczne leczenie **nieutrzymania moczu**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

UROSTYM - dwukanałowe EMG ze stymulacją i biofeedbackiem

Uroostym® to w pełni kliniczny, niechirurgiczny **system rehabilitacji dna miednicy**, który zapewnia skuteczne leczenie nieutrzymania moczu. **Uroostym®** posiada wstępnie zdefiniowane protokoły z możliwością konfiguracji oraz łatwej funkcji raportowania.

Cechy charakterystyczne

- **Protokoły PFR** automatycznie obliczają punkt zmęczenia mięśni, co pomaga w ocenie siły **dna miednicy** i określenia najbardziej skutecznego programu **rehabilitacji** pacjenta,
- Konfiguracja niestandardowych protokołów,
- Raportowanie postępu rehabilitacji,
- Sesja terapeutyczna z możliwością ustawienia trybu gry.

Ekskluzywne funkcje Uroostym:

zapewniają niezrównane korzyści dla pacjenta oraz użytkownika:

- **Automatycznie obliczany punkt zmęczenia** - określa, dostosowuje i optymalizuje program ćwiczeń mięśni dna miednicy (PME) pacjentów na podstawie ich indywidualnych umiejętności,
- **Naprzemienna modulowana stymulacja** - Zmniejsza akomodacje mięśni, pomagając poprawić komfort pacjenta i wyniki leczenia,
- **Łączność EMR** - Integracja danych klinicznych z EMR, w trosce o środowisko,

Niezawodność Urostym

Urostym usprawnia przebieg pracy oraz poprawia spójność wykonywanych procedur:

- Możliwość użycia gotowego programu lub jego konfiguracji, ułatwia prowadzenie leczenia zaburzeń mięśni dna miednicy.
- Zautomatyzowane raporty, pomagają w odpowiednim prowadzeniu dokumentacji dla potrzeb medycznych,
- Dostępny jako samodzielny system leczenia lub zintegrowany z innymi systemami Laborie służącymi do leczenia nietrzymania moczu.

Urostym Pediatric:

Urostym Pediatric, oferuje nieinwazyjne rozwiązania dla dzieci z **zaburzeniami mięśni dna miednicy** w celu szybkiego leczenia zaburzeń związanych z **nietrzymaniem moczu** i kału oraz innych dysfunkcji spowodowanych osłabieniem tych mięśni.

Animowany Biofeedback: graj, trenuj i wzmacniaj!

Ekscytujące, animowane gry, zmieniają każdą sesję terapeutyczną w zabawne, angażujące i motywujące doświadczenie dla pacjentów. Dzieci leczone unikalnymi animowanymi programami do biofeedbacku **Urostym**, wykazały przyspieszoną poprawę w porównaniu do programów bez animacji (3,6 sesji w porównaniu do 7,6 sesji).[1]

[1] Kaye, J.D. and Palmer, L.S., 2008. Animated biofeedback yields more rapid results than nonanimated biofeedback in the treatment of dysfunctional voiding in girls. The Journal of urology, 180(1), pp.300-305.

Programy pediatryczne: twoja wirtualna pomoc

Wstępnie zaprogramowane i łatwo konfigurowalne programy zostały zaprojektowane i wprowadzone do systemu w celu leczenia różnych dysfunkcji dna miednicy. Umożliwia to lekarzowi wybór optymalnej ścieżki leczenia dla każdego pacjenta.

[2] Wenske S, Combs AJ, Van Batavia JP, Glassberg KI, 2012. Can staccato and interrupted/fractionated uroflow patterns alone correctly identify the underlying lower urinary tract condition? The Journal of urology, 187 (6), pp. 2188-2193.

Informacje:

Przeznaczenie: uroginekologia / urologia
Klasyfikacja: produkt medyczny
Ilość kanałów: 3
Ilość gotowych programów: nie dotyczy

Model:

Rodzaj stymulatora: przewodowe

Typy prądów: EMG

Wymiary: 44 x 25 x 9.3 cm