

## Łóżko Medyczne X'Prim 3



### Opis produktu:

Regulowane łóżko medyczne **X'PRIM 3** - odpowiednie dla pacjentów leżących, którzy utracili swoją niezależność ruchową, czasowo lub na stałe. Dla pacjentów wymagających opieki medycznej.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Łóżko medyczne X'PRIM 3

Łóżko medyczne **X'PRIM 3** powstało w oparciu o zasadę **ERGOFIX**, czyli opatentowany system składania i rozkładania. **X'PRIM 3** może bez trudu rozłożyć jedna osoba.

#### Cechy produktu:

- Mocowanie paneli sposobem Easy-move,
- Niewymagający marzędzi montaż i demontaż oparcia pleców i nóg,
- Dodatkowe oznakowanie do montażu: niebieskie elementy pomagają w montażu,
- Bolce blokujące dla wzmocnienia stelaża leża złożonego z dwóch części,
- Barierki z bezpiecznym mocowaniem,
- Mocowanie przewodów panelu kontrolnego i siłownika na ramie,
- Oparcie pleców składane do 75o,
- Sterownik na siłowniku jest regulowanej wysokości dla ograniczenia hałasu i wibracji.

#### Opcje i wyposażenie dodatkowe:

- Elektryczna regulacja oparcia pleców do funkcji CPR (resuscytacja krążeniowo-oddechowa),

- Regulacja położenia oparcia pleców z zębatką,
- elektryczna regulacja położenia nóg,
- Centralna blokada kółek,
- Odbojnik ścienny,
- Pilot na podczerwień,
- 2 uchwyty na akcesoria (na bocznych barierach),
- 2 statywy na kroplówkę (przy zagłówku),
- wysięgnik (przy zagłówku).

#### Dane techniczne:

Nazwa	Wymiary	Regulowana wysokość	Podparcie pleców	Uniesienie nóg	Obciążenie maksymalne	Koła	Normy	Szczelność
X'PRIM32 funkcje3 funkcjeStandardowe kolory z paletyRAL7035	łóżko złożone90 x 200 cm	od 34 do 84 cmOdległość od podłogi: 13 cm	0o - 75o	12o ZębataRegulacja ustawienia ud i podudzi 26o i 16oRegulacja ustawienia oparcia nóg zębatką	Ciężar nominalny: 170 kgMaterac: 20 kgMaksymalna waga pacjenta: 135 kgAkcesoria: 15 kg	Ø 100 mm	IEC 60601-2-52 zgodnie ze środowiskiem 3, 4 i 5	Siłowniki i sterownik LINAK IP66Pilot blokowany LINAK IP54

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i pilota - 5 lat\*Gwarancja na panele i akcesoria - 1 rok\* \*W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu

#### Informacje:

Rodzaj: elektryczne  
Dopuszczalne obciążenie: 170 kg  
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia sekcji pleców  
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości  
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia części udowej

#### Model:

Winncare seria X - Elektryczny podnóżek: Nie, Tak