



Krzesło toaletowo-prysznicowe TRITON DUAL do 150kg

Opis produktu:

Fotel prysznicowy z regulacją wysokości z jednoczesną regulacją kąta nachylenia siedziska i oparcia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Krzesło toaletowo-prysznicowe Triton Dual

Fotel prysznicowy z regulacją wysokości z jednoczesną regulacją kąta nachylenia siedziska i oparcia.

Opis produktu:

- elektryczne nachylenie siedziska i regulowane oparcie fotela **Triton Dual** ułatwia użytkownikowi znalezienie najbardziej wygodnej pozycji siedzącej.
- Wysokość podnoszenia wynosząca 40 cm ułatwia korzystanie z fotela zarówno opiekunom, jak i pacjentowi.
- Dla pacjenta regulacja wysokości pozwala na optymalne ustawienie fotela, zapewniając opiekunowi prawidłową pozycję pracy.
- dla pacjenta regulacja wysokości oznacza większą niezależność; istnieje możliwość regulacji fotela, dzięki czemu użytkownik może sięgnąć do umywalki i skorzystać z lustra - a więc ma możliwość zadbania o własną higienę osobistą.
- **Triton Dual** zajmuje bardzo mało miejsca, jest to fotel idealny do niewielkich łazienek i stanowi niezbędną, techniczną pomoc w opiece nad pacjentem zwłaszcza, kiedy pacjentem zajmuje się tylko jeden opiekun.

- Funkcja **Dual Security** zabezpiecza przed jednoczesnym podniesieniem i pochyleniem do przodu.
- Pasuje do wszystkich standardowych toalet i nadaje się do użycia pod prysznicem.
- **Triton Dual** przeznaczony jest dla pacjentów o maksymalnej wadze 150 kg.

Cechy produktu:

- Elektryczna regulacja wysokości (miękki start/stop).
- Opracowany według zasady Easy-Clean, co oznacza, że nie ma małych narożników ani krawędzi. Fotel posiada uszczelnione miejsca połączeń śrubowych/łączeń i jest w pełni wykonany jako konstrukcja spawana ze stali, co zapobiega dostawaniu się wody do rurek, z których wykonano konstrukcję. Jest on również pokryty podwójną powłoką, dzięki czemu jest odporny na rdzę.
- Funkcja transportu, która zapewnia pacjentowi bezpieczne przemieszczanie się.
- Dwa programowalne przyciski pamięci na ręcznym pilocie, do automatycznego pozycjonowania i regulacji.
- Regulowany w wielu pozycjach zagłówek ze zintegrowanym drążkiem, który nie rysuje ani nie uszkadza ściany za toaletą.

	Model	Numer produktu
	Triton Dual	044-00051
Triton Dual z nocnikiem oraz zagłówkiem		044-00061
	Akcesoria	
	Zagłówek elastyczny	047-10300
	Zagłówek rozmiar S	047-10301
	Oparcie PU	047-10303
Odchylane oparcie tułowia z wyściółką z PU		047-00360
Miękka osłona deski sedesowej		047-00266
Deska sedesowa z PU z okrągłym otworem		047-00271
Pokrowiec na sedes z PU		047-10317
Poduszka nie uciskowa		047-00267
Podnózek podnoszony (zestaw)		047-00606
Podpórka nogi po amputacji (lewej)		047-00361
Podpórka nogi po amputacji (prawej)		047-00362
Szeroki podłokietnik (+50 mm z każdej strony)		047-10302
Basen (jasnoszare tworzywo) kompatybilny z fabrycznie montowanym zestawem wsporników		047-10904
Basen z pokrywką (stal nierdzewna)		047-00914
Zestaw uchwytów do basenu ze stali (047-00914)		047-00517

Basen z pokrywką (tworzywo sztuczne)	047-00913
Zestaw uchwytów do basenu z tworzywa sztucznego (047-00913)	047-10312
Koło z blokadą kierunku jazdy	047-10316
Poprzeczka między podłokietnikami	047-00359
Pasek na łydkę do przypinania do podnóżka	047-00607
Pas do tułowia/biodra/nóg	047-00607

Informacje:

Typ: Krzesło

Obciążenie maksymalne [kg]: 150

Model:

Wersja Krzesła: 044-00051 - Bez nocnika i zagłówka, 044-00061 - Z nocnikiem i zagłówkiem