

Łóżko Medyczne Aerys

Opis produktu:

Łóżko medyczne odpowiednie do leczenia osób w pozycji leżącej, które utraciły niezależność ruchową, czasowo lub na stałe, i które są narażone na ryzyko wypadnięcia z łóżka. Dla pacjentów wymagających opieki medycznej.

Konfiguracja standardowa zawiera elektryczny podnóżek.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko medyczne Aerys

Łóżko medyczne **AERYS** ma liczne funkcje, które pozwalają dostosować je do wielorakich dysfunkcji pacjentów oraz zapewniają ergonomię pracy opiekunom. Standardowo wyposażone w funkcję zapamiętywania wysokości regulowanej do indywidualnych potrzeb pacjentów, co sprzyja samodzielnemu wstawaniu z łóżka.

Cechy produktu:

- Posiada dostęp do funkcji po naciśnięciu przycisku.

- Łóżko można ustawić w pozycji -5° z zachowaniem wysokiej pozycji nóg. Umożliwia to poprawienie pozycji pacjenta w łóżku.
- Łóżko ma możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga (wysoka pozycja nóg) o nachyleniu -12° na potrzeby pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Opcje i akcesoria:

- Koła **DESIGN** $\varnothing$ 75 mm,
- Centralna blokada kół za pomocą pedału,
- Elektryczna regulacja położenia pleców CPR,
- Oparcie pleców z zębatką,
- 4 kołowy system kierowania koła $\varnothing$ 75 mm przy zagłówku,
- Zapasowy akumulator,
- Elastyczny panel pacjenta,
- Panel kontrolny przewodowy,
- Pilot bezprzewodowy,
- Przedłużenie stelaża,
- Odbojnik ścienny,
- Paleta kolorów do malowania proszkowego.

Dane techniczne:

Nazwa	Wymiary	Regulowana wysokość	RB	Oparcie nóg	Obciążenie maksymalne	Koła	Normy	Stopień ochrony	Pozycja
AERYS3 funkcje elektryczne bez ustawienia pozycji nóg i podudzi bez pozycji ukośnych3 funkcje elektryczne z ustawieniem pozycji nóg i podudzi z pozycjami ukośnymi	90 x 200 cm Rama łóżka przyspawana do metalowych poprzecznych szczebelków	24,5 cm do 80 cm	70°	ustawienie pozycji nóg i podudzi 26° i 16° ustawienie modułu nóg za pomocą zębatki	Ciężar nominalny 200 kg Waga pacjenta do 165 kg Akcesoria 20 kg Materac 20 kg (Otoczenie 3,4 bez pozycji RTR/TR) i 5	Zagłówek : metalowe koła stałe $\varnothing$ 100 mm Nogi: system wiązki kierunkowej $\varnothing$ 75 mm z indywidualnym hamulcem	IEC 60601-1 IEC 60601-2-52	Silowniki i sterownik LINAK IP66 Pilot 5 funkcji z blokadą LINAK IP54	Trendelenburga -12° max Anty-Trendelenburga -17° max

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i pilota - 5 lat*
Gwarancja na panele i akcesoria - 1 rok*
*W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu

Informacje:

Rodzaj: elektryczne
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości
Dodatkowe funkcje: pozycja Trendelenburga
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia
części udowej
Dodatkowe funkcje: pozycja anty-
Trendelenburga

Model: