

## Łóżko Medyczne X'Press II



### Opis produktu:

Łóżko medyczne odpowiednie do leczenia osób w pozycji leżącej, które utraciły niezależność ruchową, czasowo lub na stałe, i które są narażone na ryzyko wypadnięcia z łóżka. Dla pacjentów wymagających opieki medycznej.

**Konfiguracja standardowa nie zawiera elektrycznego podnóżka.**

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Łóżko medyczne X'PRESS

Te **łóżka medyczne** spełniają potrzeby dostawców dzięki wyjątkowej ergonomii mechanicznej (zapobieganie odleżynom) i pacjentów, którzy utracili swoją niezależność ruchową. Został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami cei 60601-2-52. **X'PRESS** został zaprojektowany aby jego montaż i demontaż był bardzo intuicyjny. Wszelkie narzędzia są zbędne.

### Cechy produktu:

- Części w kolorze niebieskim odpowiadają funkcjom. Ich rolą jest podpowiedzenie kolejnych czynności przy składaniu **łóżka**.
- Nowy system mocowania paneli "Easy move" pozwala uniknąć zgubienia podkładek i wzmacnia zamocowanie paneli szczytowych **łóżka**.
- sposób poprowadzenia przewodów ogranicza ich narażenie na naciągnięcie i uszkodzenie.
- **Ergonomia mechaniczna łóżka** umożliwia osobie instalującej zachowanie pozycji zalecanych w **profilaktyce dolegliwości** układu mięśniowo-szkieletowego (w czasie dostawy, montażu i demontażu łóżka).
- X'PRESS nie jest łóżkiem o dużych rozmiarach, posiada kółka, dzięki czemu jest łatwy w transporcie - nie wymaga użycia wózka i jest łatwy do przechowywania.
- X'PRESS został tak zaprojektowany aby jego montaż i demontaż był bardzo intuicyjny. Wszelkie narzędzia są zbędne.

### Opcje i akcesoria:

- 2 uchwyty na akcesoria (na bocznych barierach),
- 2 statywy na kroplówkę (przy zagłówku),
- wysięgnik (przy zagłówku).

### Dane techniczne:

Nazwa	Wymiary	Regulowana wysokość	Podparcie pleców	Uniesienie nóg	Opcje	Obciążenie maksymalne	Koła	Normy	Szczelność
X'PRESS2 funkcje X'PRESS3 funkcje bez regulacji ułożenia ud i podudzi X'PRESS3 funkcje z regulacją ułożenia ud i podudzi	Łóżka złożone 90 x 200 cm, stelaż składany. Łóżko złożone 50 cm szerokości, 90 cm długości, 60 cm wysokości	34 do 84 cm - Odległość od podłogi: 13 cm	0° - 75°	12° zębata 13,5° elektryczna Zgięcie kolan 2,6° - 16° regulacja ustawienia nóg przez zębatakę	Regulacja pozycji pleców z zębataką	Ciężar minimalny 170 kg Materac 20 kg Pacjent 135 kg Akcesoria 15 kg	Ø 100 mm	IEC 60601-2-52 do użytku w środowisku 3, 4 i 5	Siłownik i sterownik LINAK IP66 Pilot z blokadą LINAK IP54

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i pilota - 5 lat\* Gwarancja na panele i akcesoria - 1 rok\* \*W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu

### Informacje:

Rodzaj: elektryczne  
 Dopuszczalne obciążenie: 170 kg  
 Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia sekcji pleców  
 Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

### Model:

Winncare seria X - Elektryczny podnóżek: Nie, Tak