

Łóżko Medyczne Medicalys II



Opis produktu:

Łóżko medyczne **Medicalys II** zapewnia bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, zostało wykonane w **technologii** z jonami srebra, dzięki czemu jest łatwe w myciu i dezynfekcji.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko medyczne MEDICALYS II

Ten produkt spełnia wymagania europejskiej dyrektywy 93/42 / CEE. Został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności CEI 60601-2-52, która dotyczy bezpieczeństwa barier w łóżkach.

Cechy produktu:

- Wypróbowana konstrukcja korzystna dla oddziałów medycznych.
- Łóżko jest wygodne i bezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Łóżko **Medicalys** jest w pełni elektrycznie sterowane i posiada sterownik z czytelnymi

oznaczeniami.

Funkcje panelu sterowania:

- CPR
- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga
- pozycja Flowera (krzesła kardiologicznego)
- podnoszenie segmentu nóg
- regulacja wysokości leża, segmentu pleców i nóg
- blokada centralna panelu sterowania

Opcje i akcesoria:

- Kółka metalowe, średnica 100 mm lub 125 mm,
- Stylowe kółka, średnica 125 mm lub 150 mm,
- Demontowalne kompaktowe leże łóżka,
- Demontowalne segmenty leża
- ruchome oparcie pod plecy
- Akumulator
- Półka na pościel
- Mechaniczna dźwignia CPR
- Ustawiana elektrycznie odwrócona pozycja Anty-trendelenburga,
- Pilot satelita,
- Panel centralny,
- Pilot sterowania,
- 2 uchwyty na akcesoria (pod stronie dłuższych boków),
- 2 statywy statywu na leki dożylnie (u wezgiłowia łóżka),
- 2 uchwyty do mocowania rączek do podnoszenia (u wezgiłowia łóżka).

Dane techniczne:

Opis	Wymia ry	Zmien na wys okość	RB	Podpar cie nogi	Obciąż enie bocze z obciąż namionenie po owe dnoszo ne	Maksy malne	Koła	Normy	Szczel ność	Opcje Pozycj a Tren a Anty- delenb urga lenbur ga
MEDICAL DRUGIEJ GENERACJI Dwie funkcyjne elektryczne Trzy funkcyjne elektryczne przy zginianych kolanach	Podstawa materaca 90 x 200 cm	39 cm do 89 cm	70°	mechanizm grzechotkowy 12°Zginanie kolan 26° i 16° wobec topienia noszenia mechanicznego grzechotkowym	Materac 20 kgAkcesoria 45 kgPacjent 165 kg(Środowisko 1 i 2)Pacjent 195 kg(Środowisko 3, 4 i 5)	230 kg	Metalowe, średnica 150 mm	IEC 60601-2-52	Silownik sterowniczy LINAK IP66Zdalne sterowanie z możliwością blokady, LINAK IP54	-12° +16°

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i pilota - 5 lat*Gwarancja na panele i akcesoria - 1 rok* *W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu

Informacje:

Rodzaj: elektryczne
Dopuszczalne obciążenie: 230 kg
Dodatkowe funkcje: pozycja Trendelenburga
Dodatkowe funkcje: pozycja anty-Trendelenburga
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia sekcji pleców
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

Model: