



Sportball - Piłka do gimnastyki przypinana do pasa o śr. 20 cm

Opis produktu:

Piłka ze sznurkiem do gimnastyki, ćwiczeń koordynacji ruchowej, zdolności antycypacji (przewidywania) i refleksu.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Sportball - Piłka do zabawy przypinana do pasa

Piłka gimnastyczna przypinana do pasa.

Sport Ball jest żółtą piłką o średnicy 20cm wyposażona w sznurek, dzięki któremu można przyczepić ją do bioder. Można dowolnie ustawić **długość sznurka** dzięki dwóm blokadom.

Sport Ball to bardzo ciekawa propozycja dla **sportowców** oraz osób **amatorsko ćwiczących** gry zespołowe, takie jak **piłka nożna**, **koszykówka** czy **siatkówka**. Dzięki tej piłce, wyostrają się zmysły, głównie **równowaga**, a oprócz tego przewidywanie i wszelkie odruchy w tym **refleks**.

Wzmocnieniu ulegają też **mięśnie bioder i miednicy**. **Sport Ball** może też zastępować **hula hop**. **Piłki** można też doskonale używać podczas **rehabilitacji**.

Proszę pamiętać, że rozmiar piłki wymieniony w ofercie jest przybliżony ze względu na używane do produkcji materiały oraz samą produkcję.

niem napompowania umożliwia **bezpieczną grę** i zapobiega bolesnym uderzeniom.

Dane szczegółowe:

Średnica:	20cm
Materiał:	tworzywo sztuczne
Waga:	-
Kolor:	żółty
Zastosowanie:	rehabilitacja, ćwiczenia sensomotoryczne
Ograniczenia stosowania:	brak
Stosowanie w terapiach pokrewnych:	tak
Czyszczenie:	mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących

Informacje:

Opcje produktu: