

Łóżko Medyczne Duo Divisys

Opis produktu:



Łóżko Duo Divisys zostało stworzone z myślą o parach, które chcą komfortowo i bezpiecznie spać i odpoczywać, z zachowaniem medycznych warunków. Do wagi 270 kg.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko medyczne Duo Divisys

Zbudowane jest z dwóch odrębnych podstaw o wymiarach: 140 cm (2x70) oraz 160 cm (2x80). Podstawę łóżka można podzielić i ustawić dzięki metalowym łącznikom. Łóżko posiada szeroki zakres regulacji wysokości w zakresie od 34 do 74 cm. Produkt został stworzony zgodnie z wymaganiami dyrektywy Europejskiej 93/42/WE dotyczącej urządzeń medycznych, oraz zgodnie z wymogami przepisów IEC 60601-2-52.

2 wersje:

- 2 funkcje
- 3 funkcje napędzane elektrycznie z uginaniem kolan

2 szerokości łóżka: 140 (2x70) oraz 160 cm (2x80)

Wytrzymałość:

- Materiały oraz sterownik **LINAK** z pięcioletnią gwarancją.

3 podstawowe wykończenia:

- Na kółkach
- Na kółkach z obudową
- Na nóżkach i kółkach z obudową

Dane techniczne:

Opis	Wymiary	RB	Podparcie pod nogi	Obciążenie robocze	Koła	Normy	Szczelność
DUO DIVISYS2 funkcje napędzane elektrycznie	140 x 200 cm 160 x 200 cm	70°	12° zapadka	315 kg 30 kg materac 270 kg pacjent, 15 kg wyposaż enie	hamulec Ø 100 mm bez osłony gwintu	IEC 60601-2-52	Napęd, obudowa, zdalne sterowanie LINAK IP66 V0
DUO DIVISYS3 funkcje napędzane elektrycznie	140 x 200 cm 160 x 200 cm		Uginanie kolan x 26° (uda) oraz 16°Korekta położenia stóp dzięki zapadce				

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i pilota - 5 lat*Gwarancja na panele i akcesoria - 1 rok* *W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu

Informacje:

Rodzaj: elektryczne
Dopuszczalne obciążenie: 270 kg
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

Model:

Winncare seria X - Elektryczny podnóżek: Nie,
Tak
Winncare - szerokość łóżka: 140 cm (2x70), 160
cm (2x80)