

Łóżko Bariatryczne XXL Divisys

Opis produktu:

Łóżko XXL Divisys, to łóżko bariatryczne zgodnie z zasadą ERGOFIX jest oparte na opatentowanym systemie montażu i demontażu.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ergonomia i zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-kręgowym:

- Ergonomiczny montaż i demontaż
- Regulowana wysokość w zakresie od 35 do 81 cm

Higiena i komfort

- Dzielona podstawa łóżka ze spawanymi metalowymi listwami
- Nowa skrzynka sterująca C40 redukująca zakłócenia dźwiękowe i wibracyjne

Bezpieczeństwo:

- Zapewniane przez śruby do łączenia połów stelaża łóżka

Cena nie zawiera kosztu zakupu materaca.

Dane techniczne:



XXL DIVISYS2 funkcje napędzane elektrycznie	120 x 200	35 do 81 cm	70°	12°	315 kg	30 hamulec Ø	IEC
	cm			zapadka	kg materac	100 mm bez	60601-2-52
XXL DIVISYS3 funkcje napędzane elektrycznie	140 x 200				270 kg	osłony	
	cm				pacjent, 15	gwintu	
	120 x 200			Uginanie			
	cm			kolan x 26°			
	140 x 200			(uda) oraz			
	cm			16°Korekta			
				położenia			
				stóp dzięki			
				zapadce			

Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i pilota - 5 lat*Gwarancja na panele i akcesoria - 1 rok* *W normalnych warunkach użytkowania i poza częściami ulegającymi zużyciu

Informacje:

Rodzaj: elektryczne
Dopuszczalne obciążenie: 270 kg
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

Model:

Winncare X'PRIM 3 - Elektryczny podnóżek: Nie,
Tak
Winncare - szerokość łóżka: 120 cm, 140 cm