

Alova - materac przeciwodleżynowy z podparciem stóp

Opis produktu:

Alova to materac przeciwodleżynowy z podparciem stóp. Stworzony jest do zapobiegania ryzyku odleżyn średniego i wysokiego stopnia. Skierowany jest dla pacjentów wstających w ciągu dnia, pozostających w łóżku dłużej niż 15 godzin dziennie.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Alova - materac przeciwodleżynowy z podparciem stóp

Opis produktu:

Materac wykonany jest z pianki wiskoelastycznej, która zapewnia większy komfort pacjenta. Wyprodukowany został z dwóch części o różnych gęstościach:

- wierzchnia warstwa 8cm o gęstości $\geq 75\text{kg/m}^3$
- dolna warstwa 8 cm o gęstości 18 kg/m³ (VMA62), 28 kg/m³ (VMA63), $\geq 34\text{ kg/m}^3$ (VMA64)

Materac o wymiarach: 195 x 88 x 14 cm przeznaczony jest dla osób o wadze od 20 do 180 kg - w zależności od modelu. Waga materaca: od 14 do 16 kg - w zależności od modelu. Dostępne pokrowce: Promust Pu, Promust PU HD oraz Promust CIC. Materac zapewnia lepszy przepływ krwi dzięki obrysowi na piętę, mniejsze ryzyko zakażenia krzyżowego dzięki sprawdzonemu technicznie zabezpieczeniu oraz dopasowuje się do ruchów ciała.

Dane techniczne:

Ciężar

Rozmiary

Normy

	Karton	opakowania Karton na palecie	Zrolowany i skompresow any	pacjenta	dotyczące zapalności
ALOVA Pokrowiec Dermalon (PCV)	-	VMA62DH-BOX	-	od 20 do 120 kg	195 x 88 x 14 cm EN 597-1 i 2 GPEM D1 90 klasa D
ALOVA Pokrowiec Promust PU	VMA62C-HIP	VMA62C-HIP (10 szt.)	VMA62RC1-HIP (1 szt.) VMA62RC-HIP (5 szt.)		
	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3 (10 szt.)	-		
	VMA63-HIP	VMA62-HIP-BOX (10 szt.)	VMA63RC1-HIP (1 szt.) VMA63RC-HIP (5 szt.) VMA63RC1-HIP3 (1 szt.) VMA63RC-HIP3 (5 szt.)	od 20 do 150 kg	
ALOVA Pokrowiec Promust PU HD	VMA63HIPH	VMA63HIPH-BOX (10 szt.)	VMA63RC1-HIP3 (1 szt.) VMA63RC-HIPH3 (5 szt.)		
	VMA64HIPH	VMA64HIPH-BOX (10 szt.)	VMA64RC1-HIP3 (1 szt.) VMA64RC-HIPH3 (5 szt.)	od 20 do 180 kg	
ALOVA Pokrowiec Promust CIC	VMA63CIC	VMA63CIC-BOX (10 szt.)	-	od 20 do 150 kg	
	VMA64CIC	VMA64CIC-BOX (10 szt.)	-	od 20 do 180 kg	

Gwarancja - 3 lata (szpitale i domy opieki - 2 lata)

Informacje:

Typ materaca: Piankowy
 Wysokość: 14 cm
 Materiał wykonania: Pianka viscoelastyczna
 Pokrowiec: Promust PU
 Pokrowiec: Promust PU HD
 Pokrowiec: Promust CIC
 Pokrowiec: Dermalon (PCV)
 Wymiary: 195 x 88 x 14 cm
 Wymiary: 195 x 88 cm
 Normy dotyczące zapalności: EN 597-1 i 2 GPEM D1 90 klasa D
 Opis: ALOVA Pokrowiec Dermalon (PCV)
 Opis: ALOVA Pokrowiec Promust PU
 Opis: ALOVA Pokrowiec Promust PU HD

Model:

Winnicare Alova odciążenie stóp: VMA62RC-HIP, pokrowiec Promust PU, 30-120 kg, VMA63RC-HIP, pokrowiec Promust PU, 30-150 kg, VMA63RC-CIC, pokrowiec Promust CIC, 30-150 kg, VMA64CIC, pokrowiec Promust CIC, 30-180 kg

Opis: ALOVA Pokrowiec Promust CIC

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do III stopnia

Waga pacjenta: 151-200 kg

Waga pacjenta: od 20 do 120 kg

Waga pacjenta: od 20 do 150 kg

Waga pacjenta: od 20 do 180 kg