

Aplot - materac przeciwoodleżynowy

Opis produktu:

Aplot to **materac przeciw odleżynom** przeznaczony dla pacjentów o średnim i niskim ryzyku odleżyn, pozostającym w łóżku do 15 godzin na dobę. Zestaw zawiera: zrolowany i skompresowany materac + Pokrowiec Promust PU (VA103MB14/HIP-BOX) lub Promust PU HD (VA103MB14RC/HIPH-BOX).



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplot - materac przeciwoodleżynowy

Opis produktu:

Gofrowa struktura materaca wpływa na polepszenie przepływu krwi u pacjentów, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powstania odleżyn, oraz ryzyko maceracji skóry związanej z poceniem się. Struktura materaca Aplot jest kompatybilna z łózkami medycznymi, a 4 ścięte rogi ułatwiają instalację wysięgnika jak i różnych szczytów. Dzięki zaokrąglonym kształtom komórek materaca, zredukowane jest ryzyko rozcięcia skóry lub tkanek pacjenta, zapewniając mu wyższy komfort. Pokrowiec materaca zamykany jest z trzech stron, zabezpieczony dodatkowo patkami chroni

materac przed biologicznymi zanieczyszczeniami.

Cechy:

- Przeznaczony dla pacjentów o wadze od 40 do 120 kg
- Wymiary: 195 x 85 x 14 cm
- Twardość materaca: 4,5 kPa
- Waga materaca: 8.5 kg
- Gęstość materaca: ≥ 34 kg/m³
- Dostępne pokrowce: Promust PU i Promust PU HD

Dane techniczne:

Opis	Numery produktów i pakowanie			Wymiary	Ciężar pacjenta	Normy dotyczące zapalności	Gęstość
	Karton	Karton na palecie	Skompresowany i zrolowany				
Monoblok Aplot z bloków ciętych, pokrowiec materaca Dermalon FR	VA103MB14	VA103MB14 -BOX (10 szt.)	VA103MB14 RC1 (1 szt.) VA103MB14 RC (5 szt.)	195 x 85 x 14 cm	40 do 120 kg	EN 597-1 i 2 GPEM D1 90 Klasa D	Pianka o wysokiej sprężystości (HR) > 34 kg/m ³
Monoblok Aplot z bloków ciętych, pokrowiec materaca Promust PU	VA103MB14 /HIP	VA103MB14 /HIP-BOX (10 szt.)	-			EN 5971-1 i 2 GPEM D1 90 Klasa D	
Monoblok Aplot z bloków ciętych, pokrowiec materaca Promust PU HD	VA103MB14 /HIPH	VA103MB14 /HIPH-BOX (10 szt.)	VA103MB14 RC/HIPH				

Gwarancja - 2 lata

Informacje:

Materiał wykonania: Poliuretan (PU)
 Gęstość: ≥ 34 kg/m³
 Normy dotyczące zapalności: EN 597-1 i 2 GPEM D1 90 klasa D
 Normy dotyczące zapalności: EN 5971-1 i 2 GPEM D1 90 Klasa D

Model:

Opis: Monoblok Aplot z bloków ciętych
Opis: pokrowiec materaca Dermalon FR