

Alova - poduszka przeciwoodleżynowa

Opis produktu:

Alova to poduszka przeciwoodleżynowa.

Wykonana z pianki wiskoelastycznej, stosowany przy średnim i wysokim ryzyku odleżyn. Cena dla poduszki 43x43cm, drugi pokrowiec gratis..**W celu zakupu innego rozmiaru prosimy o kontakt z działem handlowym.**



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Alova - poduszka przeciw odleżynom

Opis produktu:

Poduszka **Alova** przeznaczona jest dla pacjentów, u których występuje ryzyko wystąpienia odleżyn od średniego do wysokiego stopnia. Wykonana jest z pianki wiskoelastycznej, zwiększającej powierzchnię kontaktu, aby lepiej rozłożyć i zredukować nacisk. Ogranicza ryzyko wyslizgnięcia się do przodu dzięki pochylonej pozycji siedzącej. Posiada zintegrowany pokrowiec z podłożem antypoślizgowym. Wycięcie na kość guziczną zmniejsza ryzyko odleżyn kości guzicznej i okolic kości kulszowej.

Cechy:

- Termoregulacja dzięki właściwościom pokrowca Promust PU
- Uchwyt z lewej strony podstawy poduszki: mniejsze ryzyko rozerwania i lepsza higiena
- Minimalna grubość poduszki: 6 cm
- Lepsza profilaktyka odleżyn w okolicach kości kulszowej
- 16 rozmiarów i 3 wysokości: maksymalna waga pacjenta nawet 200 kg
- Antypoślizgowe podłoże i zdejmowany pokrowiec

Dane techniczne:

Nazwa	Nr produktu	Szerokość (cm)	Głębokość (cm)	Wysokość (cm min/max)	Waga pacjenta	Pokrowiec	Normy dot. zapalności
Poduszka profilowana ALOVA różne rozmiary z 2 pokrowcami	VCAG3636		36		28 do 80 kg	Zintegrowa	Zgodne z normami EN 597-1 i EN 597-2
	VCAG4343		43	6 9	30 do 100 kg	ny	
	VCAG4340	43	40		30 do 90 kg	Promust PU	
	VCAG4540	45			30 do 120 kg	(poliuretan powlekany	
	VCAG3841	38	41		30 do 90 kg	dzianiną	
	VCAG4041	40				jersey),	
	VCAG4341	43			30 do 100 kg	kolor czarny	
	VCAG4043	40	43		30 do 90 kg	na górze i	
	VCAG4544	45	44		30 do 120 kg	srebrny po bokach. Ant	
	VCAG5044	50			30 do 135 kg	yposlizgowe podłoże	
Poduszka profilowana ALOVA różne rozmiary XL z 2 pokrowcami	VCAG4347	43	47		30 do 120 kg	PU/PVC z uchwytem.	
	VCAG4343X L-E		43	7 10	20 do 110 kg		
	VCAG5044X L-E	50	44		20 do 135 kg		
Poduszka profilowana ALOVA różne rozmiary XXL z 2 pokrowcami	VCAG5250	52	50		20 do 160 kg		
	VCAG5450	54					
	VCAG5650	56		9 12	30 do 200 kg		
	VCAG6050	60					
Poduszka profilowana ALOVA z podparciem miednicy z 2 pokrowcami	VCAG3841 BP	38	41	6 9	30 do 90 kg		
	VCAG4041 BP	40					
	VCAG4341 BP	43			30 do 100 kg		
	VCAG4343 BP		43				
	VCAG4544 BP	45	44		30 do 120 kg		
	VCAG5044 BP	50			30 do 135 kg		
	VCAG4347 BP	43	47		30 do 120 kg		

Gwarancja na poduszkę - 3 lata

Informacje:

Model: