

Kineris - poduszka przeciwoodleżynowa

Opis produktu:

Kineris poduszka przeciwoodleżynowa.

Poduszka z pneumatycznymi i teleskopowymi kieszeniami dla pacjentów z wysokim lub bardzo wysokim **ryzykiem odleżyn**. Cena dla poduszki 36x36cm, 7cm wysokości, jednokomorowej. Do poduszki dołączony drugi pokrowiec gratis.

Prosimy o wpisanie wybranego wariantu w uwagach do zamówienia.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kineris - poduszka przeciw odleżynom

Opis produktu:

Poduszka **Kineris** przeznaczona jest dla pacjentów, u których występuje wysokie ryzyko wystąpienia odleżyn, przebywających na wózku inwalidzkim od 8 do 10 godzin na dobę. Manometr powoduje, że poduszka dopasowuje swoją linię do kształtu ciała pacjenta. Poduszka redukuje do minimum nacisk na skórę i na tkanki podskórne. Nacisk ten jest rozkładany w poduszce przez zmienną rozszerzalność kieszeni. Przepływ powietrza przez skalibrowaną sieć łączącą ze sobą kieszenie wspiera ruch. Poduszka przeznaczona dla pacjentów o wadze: od 40 do 150 kg.

Rekomendacje CNEDIMTS1 w opinii z 22/12/2009 Państwowa Komisja ds. Wyrobów Medycznych i Technologii

Kategoria przeznaczenia	Typ poduszki
Kategoria 3a: poduszka ochronna dla pacjentów z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem powstania odleżyn (w zależności od oceny stanu klinicznego pacjenta) i/lub specyficznym ryzykiem odleżyn kości kulszowej, bez wsparcia asymetrii ciała	Nie zasilana powietrzem i z indywidualnie dopasowującymi się kieszeniami teleskopowymi, KINERIS 1-komorowa
Kategoria 3b: poduszka ochronna dla pacjentów z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem powstania odleżyn (w zależności od oceny stanu klinicznego pacjenta) i/lub specyficznym ryzykiem odleżyn kości kulszowej, ze wsparciem asymetrii ciała	Zasilana powietrzem i z indywidualnie dopasowującymi się kieszeniami teleskopowymi, KINERIS 2-komorowa

Cechy:

- 1-komorowa lub 2-komorowa dla pacjentów z problemami z zachowaniem równowagi ciała
- dostępna w wielu rozmiarach: szerokość i głębokość siedziska od 28,5 cm do 46,5 cm, dwie wysokości poduszki: 7 cm i 10 cm
- w zestawie załączona pompka z manometrem oraz tabela z przelicznikami: waga/wzrost/ciśnienie w materacu
- nowy pokrowiec z materiału **TREVIRA CS**: oddychający, rozciągliwy, bardzo wytrzymały na przetarcia, odporny na pleśń i światło, z możliwością prania do 90°C, niemnący się, hypoalergiczny (Oeko-Tex Klasa2)

Dane techniczne:

Nazwa	Wysokość poduszki 7 cm		Wysokość poduszki 10 cm		Maksymalna waga pacjenta	Wymiary (dł. x szer.)
	1-komorowa	2-komorowa	1-komorowa	2-komorowa		
KINERIS Pokrowiec TREVIRA CS Antypoślizgowa podstawa	V367-1EL	V367-2EL	V3610-1EL	V3610-2EL	55	28.5 x 28.5 cm
	V427-1EL	V427-2EL	V4210-1EL	V4210-2EL	45	28.5 x 33 cm
	V497-1EL	V497-2EL	V4910-1EL	V4910-2EL	60	33 x 33 cm
	V567-1EL	V567-2EL	V5610-1EL	V5610-2EL	65	33 x 37.5 cm
	V667-1EL	-	V6610-1EL	-	75	36 x 36 cm
	V647-1EL	V647-2EL	V6410-1EL	V6410-2EL		37.5 x 37.5 cm
	V727-1EL	V727-2EL	V7210-1EL	V7210-2EL	85	37.5 x 42 cm
	V817-1EL	V817-2EL	V8110-1EL	V8110-2EL	90	42 x 42 cm
	V907-1EL	V907-2EL	V9010-1EL	V9010-2EL	120	42 x 46.5 cm
	V677-1EL	-	V6710-1EL	-	90	43 x 36 cm
	V777-1EL	-	V7710-1EL	-	110	43 x 42 cm
	V107-1EL	V107-2EL	V1010-1EL	V1010-2EL	120	46.5 x 46.5 cm
						cm

Gwarancja na poduszkę - 3 lata

Informacje:

Model: