

## Pozycjoner - poduszka modułowa uniwersalna



### Opis produktu:

**9Poduszki pozycjonujące** umożliwiają szybką i łatwą zmianę pozycji, zmniejszając w ten sposób nacisk wywierany na skórę i tkanki, które są narażone na odleżyny.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Poduszka modułowa T1 i T2 uniwersalnego zastosowania

### Odpowiedź na codzienne potrzeby specjalistów opieki zdrowotnej

Poduszki ogólnego wykorzystania w rozmiarze małym i średnim (T1 i T2).

- Uniwersalne wykorzystanie w opiece nad pacjentem; można stosować wraz z innymi poduszkami ASKLE
- Pozwala uniknąć stosowania ztykłych poduszek jako elementów do podpierania, zapobiegając zakażeniom krzyżowym
- Łatwe w instalacji i pozycjonowaniu przez opiekunów pacjenta
- Kompaktowa, łatwa w przechowywaniu

### Zrównoważone zarządzanie ryzykiem:

- Zgrzewane ultradźwiękowo, tworzą nieprzenikalną zaporę dla cieczy
- Silver Ag+ IONS - Sanitized® Srebro, które zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
- Tkanina PU-poliamid powlekany poliwęglanem, zapewniająca lepszą wydajność i trwałość
- Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex, klasa 2

- Mikrokulki ze styropianu samogasnącego, zapewniające bezpieczeństwo
- Koncepcja Vacuum Touch™ - stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia

#### **Dane techniczne:**

- Waga: 0.23 kg / 0.28 kg
- Wymiary: 37 x 26 cm / 56 x 40 cm
- Gwarancja na poduszkę - 2 lata

#### **Informacje:**

#### **Model:**

Winncare Pozycjoner - poduszka uniwersalna:  
VCP02CIC - T1, mała, VCP03CIC - T2, średnia