

Pozycjoner - poduszka cylindryczna

Opis produktu:



Poduszki pozycjonujące umożliwiają szybką i łatwą zmianę pozycji, zmniejszając w ten sposób nacisk wywierany na skórę i tkanki, które są narażone na odleżyny.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Poduszka cylindryczna

Pomoc w zapobieganiu bolesnym pozycjom bioder i kolan

Zginanie kolan. **ROZWIĄZANIE: cylindryczna poduszka umieszczana pod kolanami**

- Zmniejsza ból w obszarze lędźwiowym
- Łagodzi ból stawu międzywyrostkowego

Zrównoważone zarządzanie ryzykiem:

- Zgrzewane ultradźwiękowo, tworzą nieprzenikalną zaporę dla cieczy
- Silver Ag+ IONS - Sanitized® Srebro, które zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
- Tkanina PU-poliamid powlekany poliwęglanem, zapewniająca lepszą wydajność i trwałość
- Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex, klasa 2
- Mikrokulki ze styropianu samogasnącego, zapewniające bezpieczeństwo
- Koncepcja Vacuum Touch™ - stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia

Dane techniczne:

- Waga: 0.64 kg
- Wymiary: Ø 21 x 60 cm
- Gwarancja na poduszkę - 2 lata

Informacje:

Model: