

## Pozycjoner - poduszka w kształcie półkola,

### Opis produktu:

**Poduszki pozycjonujące** umożliwiają szybką i łatwą zmianę pozycji, zmniejszając w ten sposób nacisk wywierany na skórę i tkanki, które są narażone na odleżyny.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Poduszka w kształcie półkola, do odwodzenia kolana

### Profilaktyka odleżyn na kostkach i kolanach

Wysokie ryzyko odleżyn u pacjentów z retrakcją mięśni i ścięgien w kończynach dolnych. Eksperci zalecają odwodzenie kończyn dolnych w celu zmniejszenia nacisku na kostkach, kłykciach i kolanach. Zmniejszenie nacisku na kości krzyżowej, kości kulszowej i piętach. **ROZWIĄZANIE: cylindryczna poduszka stosowana z poduszką w kształcie półkola, odwodzącą kolano**

- Utrzymuje odwodzenie dolnych kończyn
- Obniża nacisk wokół kłykci kości udowych (kolana) oraz wewnętrznych kostek
- Chroni stawy kolanowe

### Zrównoważone zarządzanie ryzykiem:

- Zgrzewane ultradźwiękowo, tworzą nieprzenikalną zaporę dla cieczy
- Silver Ag+ IONS - Sanitized® Srebro, które zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
- Tkanina PU-poliamid powlekany poliwęglanem, zapewniająca lepszą wydajność i trwałość
- Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex, klasa 2

- Mikrokulki ze styropianu samogasnącego, zapewniające bezpieczeństwo
- Koncepcja Vacuum Touch™ - stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia

**Dane techniczne:**

- Waga: 0.36 kg
- Wymiary: 60 x 35 cm
- Gwarancja na poduszkę - 2 lata

**Informacje:**

**Model:**