

Pozycjoner - poduszka okrągła z otworem na kość ogonową



Opis produktu:

Poduszki pozycjonujące z otworem na kość ogonową umożliwiają szybką i łatwą zmianę pozycji, zmniejszając w ten sposób nacisk wywierany na skórę i tkanki, które są narażone na odleżyny.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pozycjoner - poduszka okrągła z otworem na kość ogonową

Profilaktyka odleżyn na kostkach i kolanach

Wysokie ryzyko odleżyn u pacjentów z retrakcją mięśni i ścięgien w kończynach dolnych. Eksperci zalecają odwodzenie kończyn dolnych w celu zmniejszenia nacisku na kostkach, kłykciach i kolanach. Zmniejszenie nacisku na kości krzyżowej, kości kulszowej i piętach. **ROZWIĄZANIE: cylindryczna poduszka stosowana z poduszką w kształcie półkola, odwodzącą kolano**

- Utrzymuje odwodzenie dolnych kończyn
- Obniża nacisk wokół kłykci kości udowych (kolana) oraz wewnętrznych kostek
- Chroni stawy kolanowe

Zrównoważone zarządzanie ryzykiem:

- Zgrzewane ultradźwiękowo, tworzą nieprzenikalną zaporę dla cieczy
- Silver Ag+ IONS - Sanitized® Srebro, które zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
- Tkanina PU-poliamid powlekany poliwęglanem, zapewniająca lepszą wydajność i trwałość
- Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex, klasa 2

- Mikrokulki ze styropianu samogasnącego, zapewniające bezpieczeństwo
- Koncepcja Vacuum Touch™ - stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia

Dane techniczne:

- Waga: 0.50 kg
- Wymiary: 46 x 46 cm
- Gwarancja na poduszkę - 2 lata

Informacje:

Model: