


Alova - podpórka do unoszenia stopy

Opis produktu:

Wykonana z pianki wiskoelastycznej z pokryciem PROMUST CIC i podstawą antypoślizgową. Obszar wzdłuż długości nóg: 41cm lub 45cm.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Alova™ - podpórka do unoszenia stopy

- Całkowite odciążenie pięty
- Wyrównanie ortopedyczne dolnych kończyn
- Utrzymywanie stopy w pozycji poziomej oraz umożliwienie zginania stopy (100%) w celu uniknięcia kośkostopia
- Niewielkie zgięcie nogi ułatwiające powrót żylny

Opis produktu:

- Podpórki pozycjonujące zmniejszają i/lub łagodzą nacisk na obszary terapeutyczne, obarczone ryzykiem powstania odleżyn
- Podpórki pozycjonujące wykonane są z: Zyprex, Pianki wiskoelastycznej, Żelu ciekłego
- Podpórki pozycjonujące dostosowują się do różnych kształtów ciał pacjentów

Dane techniczne:



Podpórka do unoszenia stopy	VTAC410/CIC VTAC415/CIC	41 cm 45 cm	Alova	Promust CIC	Wielokrotnego użytku
--------------------------------	----------------------------	----------------	-------	-------------	-------------------------

Gwarancja - 2 lata

Informacje:

Model:

Winncare - podpórka do unoszenia stopy: 41cm (VTAC410/CIC), 45cm (VTAC450/CIC)