

Stabilizator pięty

Opis produktu:

Wykonany z pianki wiskoelastycznej z pokryciem PROMUST CIC i podstawą antypoślizgową. Obszar wzdłuż długości nóg: 41cm lub 45cm



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stabilizator pięty

- Pianka wiskoelastyczna
- Produkt dostarczany z własnym pokrowcem
- Lekki i bardzo małych rozmiarów
- Dla jednego lub wielu pacjentów

Opis produktu:

- Podpórki pozycjonujące zmniejszają i/lub łagodzą nacisk na obszary terapeutyczne, obciążone ryzykiem powstania odleżyn
- Podpórki pozycjonujące wykonane są z: Zyprex, Pianki wiskoelastycznej, Żelu ciekłego
- Podpórki pozycjonujące dostosowują się do różnych kształtów ciał pacjentów

Dane techniczne:

	VTD41A/CIC	41 cm	Alova	Promust CIC	Wielokrotnego

pięty

VTD45/CIC

45 cm

użytku

Gwarancja - 2 lata

Informacje:**Model:**

Winncare - stabilizator pięty: 41cm
(VDT41A/CIC), 45cm (VDT45A/CIC)