

Podpórka pod pięty w nogach łóżka

Opis produktu:

Wykonana z pianki wiskoelastycznej z pokryciem PROMUST PU HD. Długość: 44 cm, szerokość: 76 cm



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podpórka pod pięty w nogach łóżka

- Umożliwia odciążenie okolic pięty zgodnie z osią fizjologiczną kończyn dolnych

Opis produktu:

- Podpórki pozycjonujące zmniejszają i/lub łagodzą nacisk na obszary terapeutyczne, obarczone ryzykiem powstania odleżyn
- Podpórki pozycjonujące wykonane są z: Zyprex, Pianki wiskoelastycznej, Żelu ciekłego
- Podpórki pozycjonujące dostosowują się do różnych kształtów ciał pacjentów

Dane techniczne:

Opis	Nr produktu	Obszar wzdłuż długości nóg	Materiały	Pokrowiec	Wykorzystanie
Podpórka pod pięty w nogach łóżka	VTLAXL/HIPH	45 cm	Alova	Promust PU HD	Wielokrotnego użytku

Gwarancja - 2 lata

Informacje:

Model: