

Poduszka do pozycji leżącej półbocznej

Opis produktu:

Poduszka w pokrowcu Promust PU HD.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Poduszka do pozycji leżącej półbocznej

- Utrzymuje pozycję leżącą pół-boczną pod kątem 30°

Opis produktu:

- Podpórki pozycjonujące zmniejszają i/lub łagodzą nacisk na obszary terapeutyczne, obarczone ryzykiem powstania odleżyn
- Podpórki pozycjonujące wykonane są z: Zyprex, Pianki wiskoelastycznej, Żelu ciekłego
- Podpórki pozycjonujące dostosowują się do różnych kształtów ciał pacjentów

Dane techniczne:

Opis	Nr produktu	Pokrowiec
Poduszka do pozycji leżącej półbocznej	VCDA/50	Promust PU HD

Gwarancja - 2 lata

Informacje:

Model: