

Fotel Medi Repos

Opis produktu:

Fotel wypoczynkowy z możliwością odchylenia pleców, barwione i lakierowane lite drewno bukowe, tapicerka - PVC.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fotel wypoczynkowy - Medi Repos®

Wygoda

- Możliwość odchylenia oparcia pleców o 40° dzięki cylindrom pneumatycznym
- Dwustronna dźwignia odchylania oparcia pleców
- Niewielkie kółka na tylnych podstawach dla przemieszczania (obrotowe)

Estetyka wykonania

- Wykonanie z litego drewna bukowego, barwionego i lakierowanego w celu ochrony drewna i ułatwienia utrzymania w czystości.
- Powłoka PVC

Opis produktu:

- Fotel Medi Repos® został zaprojektowany, aby zapewnić komfortowy wypoczynek pacjentowi lub jego opiekunom
- Fotel umożliwia przenoszenie pacjenta z łóżka na fotel, dając mu tym samym możliwość

wypoczynku w pozycji siedzącej

- Konstrukcja fotela wykonana jest z litego drewna

Wymiary (cm), dopuszczalna waga pacjenta: 135 kg, Gwarancja - 2 lata

Informacje:

Gwarancja: 2 lata

Maksymalne obciążenie: 135 kg

Grubość poduszki (Medi Repos®): 10 cm

Grubość poduszki (Podnózek): 10 cm

Głębokość całkowita (Medi Repos®): 74 cm

Głębokość całkowita (Podnózek): 51 cm

Głębokość siedziska (Medi Repos®): 48 cm

Głębokość siedziska (Podnózek): 47 cm

Szerokość całkowita (Medi Repos®): 69 cm

Szerokość całkowita (Podnózek): 48 cm

Szerokość siedziska (Medi Repos®): 52 cm

Szerokość siedziska (Podnózek): 43 cm

Wysokość całkowita (Medi Repos®): 117 cm

Wysokość całkowita (Podnózek): 45 cm

Wysokość oparcia pleców (Medi Repos®): 73 cm

Wysokość podłokietników (Medi Repos®): 66/59 cm

Wysokość siedziska od podłogi (Medi Repos®): 46 cm

Wysokość siedziska od podłogi (Podnózek): 45 cm

Model:

Winncare - fotele Medi podnózek: Nie, Tak