

Fotel Medi Ocean



Opis produktu:

Fotel wypoczynkowy z możliwością odchylenia pleców, składanymi podłokietnikami, siedziskiem o regulowanej wysokości, tapicerką - PVC.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fotel wypoczynkowy - Medi Ocean®

Wygoda

- Możliwość odchylenia uchwytów o 40° dzięki cylindrom pneumatycznym
- Składane podłokietniki
- Rurka
- Dwustronna dźwignia pochylania
- Siedzisko o regulowanej wysokości

Opis produktu:

- Fotel Medi Ocean® został zaprojektowany, aby zapewnić komfortowy wypoczynek pacjentowi lub jego opiekunom
- Fotel umożliwia przenoszenie pacjenta z łóżka na fotel, dając mu tym samym możliwość wypoczynku w pozycji siedzącej
- Konstrukcja fotela wykonana jest z kompozytu żywiczno-metalicznego

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Siedzisko			Oparcie pleców	Podłokietniki		Szerokość		
	Ogólnie (szerokość pomiędzy podłokietnikami)	Głębokość	Grubość poduszki		Wysokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Głębokość
Medi Repos® Podnóżek	55	48	46.5 / 50.5 / 54.5	10	73	66	72	117	79
	43	47	45	10	-	-	50	45	48

Wymiary (cm), dopuszczalna waga pacjenta: 135 kg, Gwarancja - 2 lata

Informacje:

Opcje produktu:

Winncare - fotele Medi podnóżek: Tak, Nie