

Stolik przyłóżkowy Conforlence

Opis produktu:

Stolik przyłóżkowy z nieuchylnym 1 blatem, lub z 2 blatami (1 uchylny), 2 koła z hamulcami.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stolik przyłóżkowy Conforlence

2 wersje

- Jeden nieuchylny blat lub podzielony na część stałą oraz uchylną
- Wysokość blatu regulowana bezstopniowo za pomocą sprężyny gazowej
- Blat z MDF 19 mm na rogach
- Zaokrąglony blat z relingiem z trzech stron, zapobiegającym spadaniu przedmiotów
- Możliwość 5 pozycyjnej zmiany pochylecia blatu
- Podstawka do czytania

Praktyczny i bezpieczny

- Wysokość podstawy jezdnej ok. 11 cm, co pozwala na swobodne przesuwanie pod łóżkiem
- 4 podwójne kółka o $\varnothing$ 50 mm, z czego 2 bez możliwości zablokowania
- 71.5 cm - szerokość nóg zapewniająca stabilność

Opis produktu:

- Stolik Conforlence jest przeznaczony do użytku domowego oraz domów opieki
- Stolik posiada wytrzymałą konstrukcję ze stali oraz aluminium
- Gwarancja 2 lata
- Możliwość doboru koloru z szerokiej gamy kolorystycznej zapewnia pełną harmonię z wnętrzem

Gwarancja - 2 lata

Informacje:

Waga: 16 kg
Gwarancja: 2 lata
Zakres regulacji wysokości: 76 do 114 cm
Maksymalne obciążenie: 15 kg
Kółka: Ø 50 mm z możliwością zablokowania
Wymiary blatu (jeden blat stały): 91 x 43 cm
Wymiary dużego uchylnego blatu (dwa blaty): 61 x 43 cm
Wymiary małego blatu (dwa blaty): 30 x 43 cm
Wysokość nóg: 11 cm

Model:

Winncare stolik przyłóżkowy: Z dwoma blatami, (1 uchylny), Z nieuchylnym 1 blatem